

Установка для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации СТЭЛ модель 20

Аппараты для приготовления дезинфицирующих растворов



**Сделано
в России**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Установка для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации СТЭЛ модель 20

СТЭЛ модель 20 – электрохимическая установка, предназначенная для получения анолита АНК и католита К, используемых для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. Название «СТЭЛ» образовано от слов «СТерильность» и «ЭЛектрохимия» и отражает принцип работы устройства.

Установка формирует анолит АНК с концентрацией активного хлора от 300 до 500 мг/л при минерализации 3–5 г/л. Основной рабочий элемент – электрохимический реактор, включающий четыре проточных модульных элемента ПЭМ-3. Систему дополняют встроенный импульсный источник питания с автоматической стабилизацией по току и контрольные приборы на лицевой панели: вольтметр и амперметр.

Корпус выполнен из прочной пластмассы и предназначен для настенного крепления. На нижней панели установлены выводы поливинилхлоридных шлангов для подачи воды, солевого раствора, отбора анолита и католита, а также кабель электропитания. С правой стороны размещены регуляторы подачи солевого раствора и выхода католита.

Эксплуатация установки требует лишь подключения к водопроводной линии и обычной сети 220 В. При подаче воды устройство включается автоматически. Регулировка параметров раствора выполняется по показаниям приборов и положением регуляторов. Полученный анолит может собираться в малолитражную тару или накопительную ёмкость.

Особенности

- Получение анолита АНК с концентрацией активного хлора 300–500 мг/л.
- Четырёхкамерный электрохимический реактор на основе модулей ПЭМ-3.
- Встроенный импульсный источник питания с автоматической стабилизацией тока.
- Контроль параметров по вольтметру и амперметру.
- Настенное исполнение корпуса.
- Регулировка расхода солевого раствора и выхода католита.
- Автоматическое включение при подаче воды.
- Подключение к водопроводу через быстросъёмный адаптер.
- Возможность производства анолита в требуемых концентрациях.
- Компактность и простота обслуживания.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Получаемый раствор	анолит АНК, католит К
Производительность по анолиту	20 л/ч
Концентрация активного хлора	100–500 мг/л
Водородный показатель анолита	pH 3,0–8,5
Расход поваренной соли	не более 9 г/л
Концентрация исходного раствора NaCl	150–200 г/л

Время выхода установки на режим	не более 2 мин
Подключение	водопроводная линия и электросеть

Преимущества

- Получение анолита АНК с концентрацией активного хлора 300–500 мг/л и минерализацией 3–5 г/л для высокоэффективной дезинфекции.
- Электрохимический реактор из четырёх проточных модульных элементов ПЭМ-3 обеспечивает стабильные параметры раствора.
- Встроенный импульсный источник питания с автоматической стабилизацией по току гарантирует надёжность и повторяемость работы.
- Удобное настенное исполнение корпуса экономит пространство и позволяет устанавливать прибор в любых помещениях с доступом к водопроводу и электросети.
- Наличие вольтметра и амперметра на лицевой панели облегчает контроль параметров процесса.
- Простое подключение к водопроводному крану через быстроразъёмное соединение и минимальные требования к обслуживанию.
- Регулировка подачи солевого раствора и выхода католита позволяет получать анолит с необходимыми характеристиками и контролем pH.
- Производительность 20 л/ч обеспечивает оперативное получение необходимых объёмов анолита.
- Компактные размеры 300 × 250 × 70 мм и масса 2,0 кг позволяют легко размещать установку в ограниченных пространствах.
- Поливинилхлоридные шланги обеспечивают простоту подключения воды, солевого раствора, анолита и католита.
- Установка автоматически запускается при подаче воды, что снижает вероятность ошибок персонала.
- Применение анолита АНК, включённого в реестр дезсредств, позволяет безопасно обрабатывать поверхности из различных материалов.
- Подходит для медицины, транспорта, сельского хозяйства, животноводства, пищевой промышленности и коммунальных служб.
- Даёт возможность готовить раствор с разными концентрациями в зависимости от текущих потребностей учреждения.
- Удобное размещение выходных шлангов в малолитражной таре или накопительной ёмкости для последующего розлива.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010035757.pdf
Габариты, мм	300 × 250 × 70
Вес, кг	2
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	360
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.