

## Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600S

Прессотерапия



**Ваша цена**

Розница

**98 500 руб.**

Оптовая цена

**94 560 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество секций в манжете: 6
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...300
- Время работы, мин: 1...99
- Количество режимов работы: 4

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011**

### Описание

#### Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600S

Won Industry LC-600S предназначен для проведения пневмокомпрессионной терапии. Он подходит для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии) и пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом.

Позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии:

- Прессотерапию (собственно, массаж на основе поочерёдного повышения давления в различных секциях манжет).
- Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж).
- Сочетанную прессотерапию (пневмокомпрессионный массаж) с направленным лимфодренажным компонентом.

В комплект поставки входят три набора манжет: для ног, для талии и для рук. Манжеты состоят из 6 воздушных отсеков. Кровоток последовательно стимулируется давлением отсеков, которые попеременно или последовательно наполняются нагнетаемым в них воздухом. Продолжительность давления в каждом сегменте (скорость программы) может составлять 4, 8, 12, 16 или 20 секунд.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011.

Won Industry LC-600S обеспечивает четыре вида массажа:

- Программы А: классический компрессионный массаж.
- Программа В: глубокая сегментарная лимфодренажная локальная баротерапия.
- Программа С: пневмокомпрессионный массаж с направленным лимфодренажным компонентом.
- Программа D: комбинированная программа — сочетаются программы А+В+С.

Показания к профилактике:

- Для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объёмов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отёков после аппаратной косметологии).
- Профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем.
- Профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов.
- Профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика

простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника).

- Восстановительный период после травм и операций.

Показания к терапии:

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Гипертоническая болезнь.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Цереброваскулярная болезнь.
- Последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей.
- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбоишиазом и реактивными миозитами конечностей.
- Деформирующий остеоартроз суставов конечностей.
- Лимфостаз посттравматический, постоперационный, постинфекционный.

## Преимущества

### Преимущества Won Industry LC-600S

- Возможность выбора режимов и степени давления.
- 4 различных режима использования.
- 6-секционные манжеты безразмерные и подойдут всем.

## Характеристики

| Параметр:                      | Показатель:  |
|--------------------------------|--------------|
| Бренд                          | Won Industry |
| Страна бренда                  | Южная Корея  |
| Количество секций в манжете    | 6            |
| Давление в манжете, мм рт. ст. | 50...300     |
| Время работы, мин              | 1...99       |
| Количество режимов работы      | 4            |
| Габариты, мм                   | 415×360×210  |
| Вес, кг                        | 10.2         |
| Страна производства            | Южная Корея  |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.