

Детергент URIT D12 для анализатора мочи UriLit (флакон 500 мл)

Анализаторы мочи

URIT Since 1994
Better Health For All

Под заказ



Описание

Детергент URIT D12 для анализатора мочи UriLit

Детергент URIT D12 — промывающий раствор для автоматических анализаторов мочи. Он используется для нейтрализации, промывки и удаления излишков реактивов, а также может применяться в качестве смачивающего реагента.

Раствор предназначен для поддержания корректной работы системы анализатора и устранения перекрёстного загрязнения в процессе проведения исследований мочи. Перед применением детергент разводится деионизированной водой.

URIT D12 поставляется в пластиковом флаконе объёмом 500 мл. Детергент совместим с автоматическими анализаторами мочи UriLit 1600 и UriLit 1500. После вскрытия раствора срок его стабильности составляет 60 дней.

Детергент URIT D12 разработан для использования с анализаторами мочи UriLit 1600 и UriLit 1500. Возможность применения детергента с другими моделями анализаторов мочи определяется конструкцией прибора, требованиями производителя к промывающим растворам, способом подготовки реагента и совместимостью его компонентов с элементами гидравлической системы анализатора.

Применение URIT D12 в других анализаторах возможно только при подтверждённой совместимости. Использование неподходящего детергента или раствора с неверной концентрацией может привести к некорректной промывке системы, остаточному загрязнению или нарушению работы анализатора.

Перед использованием детергент URIT D12 разводится деионизированной водой в соответствии с инструкцией производителя. Использование деионизированной воды позволяет приготовить рабочий раствор без минеральных примесей, которые могут повлиять на работу гидравлической системы и результаты исследований.

Назначение

- Нейтрализация остатков реактивов в системе анализатора.
- Промывка элементов системы автоматического анализатора мочи.
- Удаление излишков реактивов после проведения анализа.
- Использование в качестве смачивающего реагента.
- Устранение перекрёстного загрязнения в процессе анализа мочи.

Особенности

- Предназначен для автоматических анализаторов мочи.
- Используется для нейтрализации и удаления остатков реактивов.
- Способствует устранению перекрёстного загрязнения при проведении анализа.
- Может использоваться в качестве смачивающего реагента.
- Перед использованием требует разведения деионизированной водой.
- Поставляется в пластиковом флаконе объёмом 500 мл.
- После вскрытия сохраняет стабильность в течение 60 дней.
- Совместим с анализаторами мочи UriLit 1600 и UriLit 1500.

Состав

- Гидроксид натрия.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ).
- Буферный раствор.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Детергент, промывающий раствор
Назначение	Для автоматических анализаторов мочи
Объём	500 мл
Форма выпуска	Пластиковый флакон
Подготовка перед применением	Разведение деионизированной водой
Стабильность после вскрытия	60 дней

Преимущества

- Предназначен для промывки системы автоматических анализаторов мочи.
- Удаляет остатки и излишки реактивов после проведения исследований.
- Способствует снижению риска перекрёстного загрязнения между последовательными исследованиями.
- Может использоваться в качестве смачивающего реагента.
- Содержит гидроксид натрия, ПАВ и буферный раствор.
- Предусматривает разведение деионизированной водой перед применением.
- Совместим с анализаторами мочи UriLit 1600 и UriLit 1500.
- Поставляется в удобном пластиковом флаконе объёмом 500 мл.
- Герметичная упаковка обеспечивает удобное хранение раствора до вскрытия.
- После вскрытия раствор сохраняет стабильность в течение 60 дней.
- Использование специализированного детергента помогает поддерживать чистоту рабочих элементов и гидравлической системы анализатора.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	URIT
Страна бренда	Китай
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.