

Промывающий раствор URIT D22 для обслуживания анализатора мочи UriLit (флакон 1000 мл)

Анализаторы мочи



URIT Since 1994
Better Health For All

Под заказ

Описание

Промывающий раствор URIT D22 для обслуживания анализатора мочи UriLit

Промывающий раствор URIT D22 — ферментативный чистящий раствор, предназначенный для обслуживания автоматических анализаторов мочи. Используется для жёсткой очистки проточной системы анализатора и устранения перекрёстного загрязнения в процессе проведения исследований мочи.

Раствор применяется в качестве чистящего средства для глубокой промывки проточной системы. Его использование позволяет удалять загрязнения из элементов системы, возникающие при последовательном выполнении исследований.

URIT D22 полностью готов к применению и не требует предварительного разведения или дополнительной подготовки. Раствор поставляется в пластиковом флаконе объёмом 1 000 мл.

Промывающий раствор URIT D22 совместим с анализатором мочи URIT UriLit 1600 и другими анализаторами линейки UriLit. Точную совместимость с конкретной моделью рекомендуется определять в соответствии с инструкцией по применению анализатора. После вскрытия раствор сохраняет стабильность в течение 60 дней.

Назначение

- Жёсткая очистка проточной системы автоматических анализаторов мочи.
- Удаление загрязнений из элементов проточной системы.
- Устранение перекрёстного загрязнения в процессе исследования мочи.
- Обслуживание и очистка автоматических анализаторов мочи линейки UriLit.

Особенности

- Ферментативный промывающий раствор для очистки проточной системы.
- Предназначен для жёсткой очистки анализатора.
- Способствует устранению перекрёстного загрязнения при последовательном проведении исследований.
- Полностью готов к применению.
- Не требует предварительного разведения.
- Поставляется в пластиковом флаконе объёмом 1 000 мл.
- Может применяться с другими анализаторами линейки UriLit в соответствии с инструкцией конкретной модели.
- После вскрытия раствор сохраняет стабильность в течение 60 дней.

Состав

- Стабилизатор.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ).
- Буферный раствор.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Тип	Промывающий ферментативный раствор
Назначение	Жёсткая очистка проточной системы автоматических анализаторов мочи
Функция	Очистка проточной системы и устранение перекрёстного загрязнения
Готовность к применению	Готов к применению
Необходимость разведения	Не требуется
Объём	1 000 мл
Форма выпуска	Пластиковый флакон
Стабильность после вскрытия	60 дней
Совместимый анализатор	UriLit 1600
Дополнительная совместимость конкретной модели	Другие анализаторы линейки UriLit согласно инструкции

Преимущества

- Ферментативный промывающий раствор для жёсткой очистки проточной системы анализатора.
- Эффективное удаление загрязнений из элементов проточной системы.
- Снижение риска перекрёстного загрязнения при последовательном выполнении исследований.
- Полностью готов к применению без предварительного разведения.
- Удобная фасовка во флаконе объёмом 1 000 мл.
- Подходит для обслуживания автоматических анализаторов мочи линейки UriLit.
- Совместимость с [анализатором мочи URIT &UriLit &1600](#).
- Возможность применения с другими моделями линейки UriLit в соответствии с инструкцией конкретного анализатора.
- Герметичная пластиковая упаковка для удобного хранения и использования раствора.
- Стабильность раствора после вскрытия в течение 60 дней.
- Содержит стабилизатор, поверхностно-активные вещества и буферный раствор.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	URIT
Страна бренда	Китай
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.