

## Аквадистиллятор Ливам ДЭ-100

Дистилляторы    Арт. ДЭ-100



### Ваша цена

Розница  
**226 000 руб.**

Оптовая цена  
**221 480 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 100

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/03707 от 05.12.2008

## Описание

### Аквадистиллятор Ливам ДЭ-100

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: №8470; ФСР 2008/03707 от 05.12.2008 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОРОМ).

Напольный электрический аквадистиллятор ДЭ-100 предназначен для производства дистиллированной воды путём её нагрева до кипения и конденсации пара. Температура получаемого дистиллята от 40 °С до 85 °С. Качество воды соответствует требованиям согласно ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная».

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (АISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Данный аквадистиллятор вместе со сборником очищенной воды можно объединить в единую автоматически работающую систему.

Аквадистиллятор ДЭ-100 снабжен автоматическим контролем уровня воды в камере испарения, устройством для очищения пара от капель не перегнанной воды и трубным конденсатором. В конструкции предусмотрена возможность использования охладителя для дистиллята.

Система безопасности предусматривает автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение. При понижении воды в камере испарения ниже допустимого, а также при наполнении водосборника срабатывает автоматическое отключение аквадистиллятора (ТЭНов).

Срок эксплуатации не менее 8 лет.

## Преимущества

### Применение аквадистиллятора Ливам ДЭ-100

Напольный аквадистиллятор ДЭ-100 предназначен для производства дистиллированной воды. Может применяться в поликлиниках, больницах, аптеках, лабораториях, фармацевтических предприятиях и для технических нужд.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ДЭ-100
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	100
Расход воды, л/ч	750
Габариты, мм	810×630×1270
Вес, кг	81
Вес в упаковке, кг	125
Габариты в упаковке, см	760×720×1300
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	60000
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.