

## Аппарат коротковолновой терапии IBRAMED Thermopulse Compact

УВЧ и коротковолновая терапия



### Ваша цена

Розница  
**260 926 руб.**

Оптовая цена  
**253 051 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здоровохранение

НДС не облагается

- Частота колебаний, МГц: 27,12
- Режим работы: непрерывный
- Максимальная выходная мощность, Вт: 100

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

**ФСЗ 2011/10919 от 05.12.2019**

## Описание

### Аппарат коротковолновой терапии IBRAMED Thermopulse Compact

IBRAMED Thermopulse Compact – это электротерапевтический аппарат коротковолновой терапии (диатермии), который генерирует радиочастотную энергию (высокая частота 27,12 МГц) в виде электромагнитного излучения, применяемого для лечения различных медицинских патологий.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10919 от 05.12.2019.

Принцип работы аппарата заключается в воздействии электромагнитной энергии на ткани тела. Он состоит из генерирующей синусоидной цепи, которая создаёт ток с частотой 27,12 МГц, и резонансного контура, который может быть настроен на ту же частоту. Thermopulse Compact генерирует электрическое и магнитное поля колебательного тока высокой частоты с переменными полями, которые оказывают физиологическое воздействие и производят благоприятный терапевтический эффект.

Используемая высокочастотная электромагнитная энергия преобразуется в тепловую энергию в форме индуцирующих токов, циркулирующих в отдельной ткани. Тепловое воздействие коротковолновой диатермии помогает процессу заживления, генерируя тепло глубоко в ткани, в результате чего достигаются множественные благоприятные эффекты.

Прибор Thermopulse Compact даёт коротковолновое излучение только в непрерывном режиме. Интенсивность тока, необходимого для лечения, зависит от ощущений пациента. Таким образом, интенсивность должна производиться от быстро ощущаемого нагревания участка ткани до небольшого ощущаемого или почти неощущаемого нагревания.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

IBRAMED

**Страна бренда**

Бразилия

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Отрасли                            | Реабилитация |
| Частота колебаний, МГц             | 27,12        |
| Режим работы                       | непрерывный  |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 100          |
| Габариты, мм                       | 340x325x870  |
| Вес, кг                            | 30           |
| Электропитание, В                  | 220          |
| Потребляемая мощность, Вт          | 500          |
| Страна производства                | Бразилия     |

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.