


## Фармацевтический холодильник Haier HYS-68

Медицинские и фармацевтические холодильники    Арт. HYS-68



- Тип холодильника: для вакцин, фармацевтический
- Температура в холодильнике, °С: 2-8
- Общий объём, л: 68
- Объём холодильной камеры, л: 68

Товар участвует в акциях:

- Новинка

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2010/08608 от 16.11.2023**

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Холодильник фармацевтический Haier HYS-68

Управление температурой осуществляется микропроцессором, наличие большого цифрового дисплея облегчает считывание показаний. Контрольная панель позволяет оператору задавать рабочие параметры вручную. Наличие принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере позволяет стабильно поддерживать температуру.

Холодильник снабжён световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Система охлаждения имеет современную конструкцию, в которой используется хладагент R600a, не разрушающий озоновый слой. Питание электродвигателя вентилятора осуществляется от источника постоянного тока, обеспечивая экономию электроэнергии и низкий уровень шума.

Полки регулируются по высоте. Внутреннее покрытие камеры устойчиво к коррозии и легко очищается. Предусмотрена возможность включения подсветки холодильной камеры при закрытой двери, что позволяет визуально оценивать состояние содержимого, не нарушая установившийся температурный режим. Замок исключает несанкционированный доступ. Высота ножек регулируется пользователем.

## Преимущества

### Преимущества Haier HYS-68

- Микропроцессорное управление.
- Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры.
- Цифровой дисплей.
- Звуковые и световые сигналы.
- Система охлаждения.
- Светодиодное освещение.
- Дверной замок.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

HYS-68

Бренд

Haier Biomedical

Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение
Тип холодильника	для вакцин, фармацевтический
Температура в холодильнике, °C	2-8
Общий объём, л	68
Объём холодильной камеры, л	68
Хладагент	HC
Габариты, мм	495×580×660
Вес, кг	38
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	140
Страна производства	Китай

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.