

Фармацевтический холодильник Haier HYC-68A

Медицинские и фармацевтические холодильники

Арт. HYC-68A



- Тип холодильника: для вакцин, фармацевтический
- Дверцы: прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: 2-8
- Общий объём, л: 68
- Объём холодильной камеры, л: 68

Товар участвует в акциях:

- Новинка

Haier
Biomedical

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/08608 от 16.11.2023

Описание

Холодильник фармацевтический Haier HYC-68A

Управление температурой осуществляется микропроцессором, наличие большого цифрового дисплея облегчает считывание показаний. Контрольная панель позволяет оператору задавать рабочие параметры вручную. Наличие принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере позволяет стабильно поддерживать температуру.

Холодильник снабжён световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Система охлаждения имеет современную конструкцию, в которой используется хладагент R600a, не разрушающий озоновый слой. Питание электродвигателя вентилятора осуществляется от источника постоянного тока, обеспечивая экономию электроэнергии и низкий уровень шума.

Полки регулируются по высоте. Внутреннее покрытие камеры устойчиво к коррозии и легко очищается. Предусмотрена возможность включения подсветки холодильной камеры при закрытой двери, что позволяет визуально оценивать состояние содержимого, не нарушая установившийся температурный режим. Замок исключает несанкционированный доступ. Высота ножек регулируется пользователем.

Преимущества

Преимущества Haier HYC-68A

- Микропроцессорное управление.
- Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры.
- Цифровой дисплей.
- Звуковые и световые сигналы.
- Система охлаждения.
- Светодиодное освещение.
- Стеклянная дверь.
- Дверной замок.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

HYC-68A

Бренд

Haier Biomedical

Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение
Тип холодильника	для вакцин, фармацевтический
Дверцы	прозрачные стеклянные
Температура в холодильнике, °C	2-8
Общий объём, л	68
Объём холодильной камеры, л	68
Хладагент	HC
Габариты, мм	495×580×660
Вес, кг	38
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	140
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.