

## Подставка под бокс для ПЦР-диагностики TAGLER БАВС-1200

ПЦР-боксы



#### Ваша цена

Розница Оптовая цена **19 254 руб. 17 329 руб.** 



В наличии

С учетом НДС 20 %

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив
- Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

#### Описание

### Подставка под бокс для ПЦР-диагностики TAGLER БАВС-1200

Удобная конструкция предназначена для размещения боксов абактериальной воздушной среды TAGLER БАВС-1200 и БАВС-1200А.

Изготовлена из профилированной металлической трубы и окрашена порошковой краской, устойчивой к химическим воздействиям.

Внимание! Регулируемые по высоте ножки поставляются в комплекте самого ПЦР-бокса БАВС-1200 и не входят в комплектацию подставки.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	1210×640×700
Вес, кг	25
Страна производства	Россия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.