

Акушерская кровать ДЗМО КА-2

Гинекологические кресла

Ваша цена

Розница

129 140 руб.

Оптовая цена

105 895 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается



Описание

Акушерская кровать ДЗМО КА-2

Акушерская кровать ДЗМО КА-2 представляет собой специализированное медицинское оборудование, предназначенное для размещения рожениц во время родов, в послеродовом периоде, а также для проведения акушерских операций и манипуляций в условиях медицинских учреждений.

Каркас кровати выполнен из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием, что обеспечивает высокую прочность конструкции, устойчивость к интенсивной эксплуатации и воздействию дезинфицирующих средств. Конструкция рассчитана на длительный срок службы в условиях постоянной клинической нагрузки.

Ложе оснащено мягкими матрасами из пенополиуретана с обивкой из винилискожи, обеспечивающими комфортное и анатомически правильное положение пациентки. Боковые ограждения повышают безопасность во время медицинских манипуляций. Фиксированная высота ложа обеспечивает устойчивость и удобство работы медицинского персонала.

Регулировка углов наклона спинной секции и ложа в сторону головы осуществляется механическим способом с помощью металлических гребёнок. Кровать позволяет придание положения Тренделенбурга, что расширяет функциональные возможности при акушерских вмешательствах.

Выдвижная ножная секция имеет пять положений фиксации и оснащена роликовым механизмом. Под кроватью расположена кассета для стального тазика для сбора жидкости, который входит в комплект поставки и может быть легко извлечён при необходимости.

Особенности

- Усиленный каркас из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием.
- Высокая устойчивость и долговечность при интенсивной эксплуатации.
- Фиксированная высота ложа для повышения стабильности конструкции.
- Механическая регулировка угла наклона спинной секции с помощью гребёнок.
- Возможность придания положения Тренделенбурга.
- Эргономичная конструкция с учётом потребностей пациентки и медперсонала.
- Выдвижная ножная секция с пятью положениями фиксации.
- Ножная секция на роликовом механизме для удобства использования.
- Подставка для ног, закреплённая на каркасе основания и поворачиваемая в обе стороны.
- Кассета для стального тазика для сбора жидкости.
- Комплектный тазик из нержавеющей стали.
- Лёгкая очистка и дезинфекция всех поверхностей.
- Возможность перемещения кровати за счёт колесной пары и опор.
- Надёжная фиксация всех подвижных элементов.

Комплект поставки

- Матрац ложа.
- Матрац выдвижной панели.
- Опоры для ног – 2 шт.
- Подколенники – 2 шт.
- Подушка.
- Тазик из нержавеющей стали.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Длина	2050 мм
Ширина	1038 мм
Высота ложа	850 мм
Угол наклона спинной секции	60°
Угол наклона ложа в сторону головы	10°
Допускаемая нагрузка	150 кг

Преимущества

- Усиленный каркас из нержавеющей стали обеспечивает высокую прочность и долговечность при интенсивной эксплуатации.
- Антикоррозийное покрытие металлических элементов повышает устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств.
- Механическая регулировка угла наклона спинной секции и ложа в сторону головы с помощью металлических гребенок.
- Возможность придания положения Тренделенбурга для расширения функционала при акушерских манипуляциях.
- Фиксированная высота ложа обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции.
- Выдвижная ножная секция с пятью положениями фиксации для удобства размещения пациентки.
- Ножная секция установлена на роликах для плавного выдвижения и регулировки положения.
- Боковые ограждения повышают безопасность пациентки во время медицинских процедур.
- Мягкие матрасы из пенополиуретана с обивкой из винилискожи обеспечивают комфорт и анатомически правильное положение тела.
- Подвижная конструкция на колёсной паре и опорах обеспечивает возможность перемещения кровати внутри помещения.
- Подставка для ног, интегрированная в основание, поворачивается в обе стороны для удобства персонала.
- Кассета для стального тазика обеспечивает удобный сбор жидкостей в процессе акушерских манипуляций.
- Все поверхности адаптированы для быстрой санитарной обработки и дезинфекции.
- Конструкция адаптирована для эргономичной работы медицинского персонала при родовспоможении и оперативных вмешательствах.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета гинеколога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039984.pdf
Вес, кг	78
Вес в упаковке, кг	81
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.