

## Акушерский деревянный стетоскоп Сад-М-МИЗ

Стетоскопы    Арт. 1R-F.003-10

**Сделано  
в России**

Под заказ



### Описание

#### Акушерский деревянный стетоскоп Сад-М-МИЗ

Акушерский стетоскоп Сад-М-МИЗ — деревянный инструмент для не прямой аускультации сердцебиения плода, дыхательных шумов и других звуков организма. Изготовлен из берёзы и обладает высокими акустическими свойствами благодаря форме колокола. Подходит для использования в акушерских отделениях, женских консультациях и амбулаторной практике.

Акушерский деревянный стетоскоп Сад-М-МИЗ — изготовлен из дерева, поэтому при контакте с голой поверхностью тела он не создаёт ощущения холода, как обычные металлические стетоскопы, что повышает комфорт пациента и способствует более точной аускультации.

Стетоскоп легко поддается дезинфекции протиркой 3 % раствором перекиси водорода или 1 % раствором хлорамина, что обеспечивает безопасность эксплуатации. Эргономичная конструкция и полый цилиндр с вогнутой ушной раковиной гарантируют точную передачу звуков и удобство работы медицинского персонала.

#### Особенности

- Деревянный корпус из берёзы для долговечности и естественной акустики.
- Двусторонняя акустическая головка для точного выслушивания.
- Форма колокола обеспечивает идеальную акустику.
- Удобная вогнутая ушная раковина.
- Устойчив к дезинфекции растворами перекиси водорода и хлорамина.
- Подходит для акушерских и гинекологических практик.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Древесина (берёза)
Длина	170 мм
Диаметр воронок	58 мм и 55 мм
Диаметр внутреннего отверстия	6 мм
Акустическая головка	Двусторонняя

### Преимущества

- Деревянный корпус из берёзы обеспечивает долговечность и натуральную акустику.
- Изготовлен из древесины, не создаёт ощущение холода при контакте с телом пациента.
- Двусторонняя акустическая головка позволяет точно выслушивать сердцебиение плода и дыхательные шумы.
- Форма колокола гарантирует оптимальную передачу звуков.
- Полый цилиндр с вогнутой ушной раковиной обеспечивает комфорт при работе.
- Стойкость к дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода или 1 % раствором хлорамина.
- Лёгкий и удобный в использовании инструмент для акушерских и гинекологических практик.

- Простой уход и высокая надёжность конструкции.

## Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

Артикул

1R-F.003-10

Бренд

Сделано в России

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034645.pdf>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.