

Медицинский аквадистиллятор Ливам АЭ-10

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
56 000 руб.

Оптовая цена
49 365 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 10

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Описание

Медицинский аквадистиллятор Ливам АЭ-10

Ливам АЭ-10 – аквадистиллятор медицинского назначения, обеспечивающий получение дистиллированной воды 3 типа по ГОСТ Р 58144–2018 и ФС.2.2.0019.18. Используется в аптеках, больницах, лабораториях, на фармацевтических предприятиях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов с возможностью её использования после минерализации.

Оснащён тремя ТЭНами из нержавеющей стали мощностью по 2,4 кВт (220 В). Вся гидравлическая часть выполнена из устойчивых к коррозии материалов, в том числе из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Отличается напольным либо настенным исполнением (при заказе кронштейна), уникальной быстроразборной конструкцией для лёгкого обслуживания и автоматическим отключением при переполнении сборника. Может работать в связке с резервуаром хранения.

Встроенная система защиты автоматически отключает прибор при отсутствии воды или снижении уровня в испарительной камере. Температура корпуса не превышает 45 °С благодаря теплозащитному кожуху. Предусмотрена возможность оснащения охладителем дистиллята.

В комплект входят запасной ТЭН, трубки подвода и сброса воды. Возможна модификация конструкции под отдельную подачу воды на испарение и охлаждение.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	10 л/ч
Расход охлаждающей воды	75 л/ч
Давление исходной воды	0,1...0,4 МПа
Удельная проводимость воды на выходе	2...2,5 мкСм/см
Температура производимой воды	70...85 °С
Питание	380 / 50 Гц
Потребляемая мощность	7,2 кВт
Габариты аквадистиллятора (Ш × Г × В)	325 × 275 × 530 мм
Габариты пульта управления	255 × 95 × 200 мм
Масса	11,2 кг
Коэффициент очистки воды от радионуклидов	не менее 4000
Средний срок службы	10 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	390 мм
Максимальная ширина	360 мм
Максимальная высота	625 мм
Максимальный вес	13,6 кг
Общий вес	13,6 кг
Общий объём	0,08775 м ³

Преимущества

- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Автоматическая система безопасности.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Гарантийный срок – 24 месяца.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010015674.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010015674.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	10
Расход воды, л/ч	75
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	2-2,2
Габариты, мм	325×275×460
Вес, кг	11.2
Вес в упаковке, кг	15
Габариты в упаковке, мм	370×370×610
Электропитание, В	380

Потребляемая мощность, Вт	7200
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.