

## Аквадистиллятор СЗМО АДЭа-4

Дистилляторы

- Тип прибора: дистиллятор



Под заказ



### Описание

#### Аквадистиллятор СЗМО АДЭа-4

Аквадистиллятор СЗМО АДЭа-4 – настольное устройство для получения дистиллированной воды. Применяется в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях. В качестве нагревательных элементов используются медные ТЭНы мощностью 1,5 кВт, 220 В в количестве 2-х шт.

Качество производимой воды соответствует ГОСТ Р 58144-2018 и ФС 2.2.0020.18. Устройство обеспечивает стабильное получение дистиллированной воды для лабораторных и медицинских нужд, отличается компактностью, простотой эксплуатации и долговечностью.

#### Особенности

- Настольное исполнение, компактные размеры.
- Медные ТЭНы с мощностью 1,5 кВт, 220 В.
- Обеспечение дистиллированной воды согласно ГОСТ Р 58144-2018.
- Стабильная работа и долговечность (срок службы не менее 10 лет).
- Простота подключения и эксплуатации.
- Компактный пульт управления для удобства использования.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность	4 л/ч
Температура производимой воды	от 45 до 85 °С
Расход исходной воды для получения 1 л дистиллированной	от 12,6 до 25 л
Габариты пульта управления	155 × 255 × 200 мм
Срок службы	не менее 10 лет

### Преимущества

- Компактное настольное исполнение, удобное для размещения в любом помещении.
- Производство дистиллированной воды согласно ГОСТ Р 58144-2018 и ФС 2.2.0020.18.
- Энергоэффективные медные ТЭНы мощностью 1,5 кВт, 220 В.
- Стабильная температура воды от 45 до 85 °С.
- Простое управление с пульта, компактные размеры панели.
- Долговечность и надёжность: срок службы не менее 10 лет.
- Низкая потребляемая мощность 3 кВт при производительности 4 л/ч.
- Лёгкий доступ для обслуживания и чистки.
- Компактные габариты: 255 × 320 × 550 мм.
- Масса всего 14 кг, легко перемещается при необходимости.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АО Медоборудование (СЗМО)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000022747.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000022747.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000022747.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000022747.pdf</a>
Тип прибора	дистиллятор
Габариты, мм	255 × 320 × 550
Вес, кг	14
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3 000
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.