


## Прецизионные весы OHAUS Pioneer PX223/E

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30515352



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: прецизионные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Прецизионные весы OHAUS Pioneer PX223/E

Доступные весы – точные результаты.

Весы серии Pioneer PX – это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. К отличительным особенностям весов серии PX можно отнести доступные цены, интуитивный интерфейс пользователя, двухстрочный дисплей для отображения дополнительной информации, порты USB и RS232 для эффективной передачи данных.

Нижняя часть корпуса весов изготовлена из литого металла, а держатель чашки и грузоприёмная платформа – из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжность, практичность и долговечность.

На дисплее модели PX предусмотрена дополнительная строка для вывода информации и указаний. Интерфейс USB/RS232 упрощает подключение. Планка для снятия статических зарядов, повышающая удобство работы (входит в комплект).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; 73104-18.  
Срок свидетельства: до 21.11.2023.

#### Режимы применения

Простое взвешивание, подсчёт количества предметов, процентное взвешивание, взвешивание животных, определение плотности.

#### Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой; вторая строка для отображения дополнительной информации и указаний для пользователя.

#### Эксплуатация

Блок питания переменного тока (в комплекте).

#### Связь

RS232 и USB (стандартно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

#### Материалы конструкции

Металлическое основание и пластиковая верхняя часть корпуса, съёмная грузоприёмная платформа из нержавеющей стали, стеклянный защитный кожух, крюк для взвешивания под весами, скоба для противоугонного замка, блокировка калибровки и защитный чехол.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Pioneer PX223/E

- Выбираемые пользователем настройки яркости дисплея, фильтры адаптации к условиям окружающей среды, точки калибровки, параметры вывода и печати данных.
- Функции автоматического тарирования, автоматического снижения яркости дисплея, программной блокировки меню и восстановления заводских установок.
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя.
- Программный индикатор перегруза / недогруза.
- Индикатор стабильности.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30515352
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	прецизионные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	220
Дискретность, г	0,001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,02
Воспроизводимость (СКО), г	0,001
Линейность, ± г	0,002
Калибровка	внешняя
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	120
Интерфейс	RS-232, USB
Время стабилизации, с	2
Габариты, мм	209×321×309
Вес, кг	4.5
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.