

## Анализатор биохимический Mindray BA-88A

Биохимические анализаторы



**Ваша цена**

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу

**mindray**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Устанавливаемые длины волн, нм: 340, 405, 510, 546, 578, 630
- Длина оптического пути не более, мм: 10

### Описание

#### Анализатор биохимический Mindray BA-88A

Полуавтоматический биохимический анализатор Mindray BA-88A предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований в лабораторной диагностике. Оснащён оптической системой с длинами волн 340–700 нм, позволяет проводить до 100 тестов в час с высокой точностью и воспроизводимостью результатов.

Анализатор поддерживает работу с открытой системой реагентов, что обеспечивает гибкость в выборе расходных материалов. Благодаря простоте в эксплуатации, высокой надёжности и компактным габаритам, он подходит как для централизованных лабораторий, так и для лабораторий малой и средней мощности.

### Преимущества

- Полуавтоматический биохимический анализатор с удобным интерфейсом и широким спектром функций.
- Большой ЖК-экран и интуитивно понятное меню облегчают работу персонала.
- Возможность хранения до 200 тестовых параметров и 10 000 результатов измерений.
- Автоматическая калибровка, контроль качества и возможность работы с различными типами кювет.
- Компактный корпус и малое энергопотребление делают прибор удобным для использования в лабораториях с ограниченным пространством.
- Высокая точность и воспроизводимость результатов анализа.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	

	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029617.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029617.pdf</a>
	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029617.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029617.pdf</a>
<b>Спектральный диапазон, нм</b>	330-700
<b>Спектральная ширина щели, нм</b>	8
<b>Фотометрический диапазон оптической</b>	
<b>плотности (A)</b>	0,0000 - 3,5000
<b>Источник света</b>	6В / 10Вт
<b>Устанавливаемые длины волн, нм</b>	340, 405, 510, 546, 578, 630
<b>Длина оптического пути не более, мм</b>	10
<b>Расход раствора на одно измерение, не более, мл</b>	0,032
<b>Диапазон задаваемых температур, °С</b>	комнатная, 25 °С, 30 °С и 37 °С
<b>Тип анализатора</b>	полуавтоматический
<b>Количество тестов в час</b>	до 100
<b>Количество измеряемых параметров</b>	до 200
<b>Габариты, мм</b>	420 × 350 × 158
<b>Вес, кг</b>	7
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	140
<b>Страна производства</b>	Китай

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.