

Анализатор биохимический Mindray BA-88A

Биохимические анализаторы



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
 По запросу

mindray

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Устанавливаемые длины волн, нм: 340, 405, 510, 546, 578, 630
- Длина оптического пути не более, мм: 10

Описание

Анализатор биохимический Mindray BA-88A

Полуавтоматический биохимический анализатор Mindray BA-88A предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований в лабораторной диагностике. Оснащён оптической системой с длинами волн 340–700 нм, позволяет проводить до 100 тестов в час с высокой точностью и воспроизводимостью результатов.

Анализатор поддерживает работу с открытой системой реагентов, что обеспечивает гибкость в выборе расходных материалов. Благодаря простоте в эксплуатации, высокой надёжности и компактным габаритам, он подходит как для централизованных лабораторий, так и для лабораторий малой и средней мощности.

Преимущества

- Полуавтоматический биохимический анализатор с удобным интерфейсом и широким спектром функций.
- Большой ЖК-экран и интуитивно понятное меню облегчают работу персонала.
- Возможность хранения до 200 тестовых параметров и 10 000 результатов измерений.
- Автоматическая калибровка, контроль качества и возможность работы с различными типами кювет.
- Компактный корпус и малое энергопотребление делают прибор удобным для использования в лабораториях с ограниченным пространством.
- Высокая точность и воспроизводимость результатов анализа.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	

	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029617.pdf
	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029617.pdf
Спектральный диапазон, нм	330-700
Спектральная ширина щели, нм	8
Фотометрический диапазон оптической	
плотности (A)	0,0000 - 3,5000
Источник света	6В / 10Вт
Устанавливаемые длины волн, нм	340, 405, 510, 546, 578, 630
Длина оптического пути не более, мм	10
Расход раствора на одно измерение, не более, мл	0,032
Диапазон задаваемых температур, °С	комнатная, 25 °С, 30 °С и 37 °С
Тип анализатора	полуавтоматический
Количество тестов в час	до 100
Количество измеряемых параметров	до 200
Габариты, мм	420 × 350 × 158
Вес, кг	7
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	140
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.