


Анализатор мочи 77 Elektronika LabUreader plus 2

Анализаторы мочи Арт. LUR2+_по запросу



- Тип анализатора: полуавтоматический
- Работает: с тест-полосками
- Измеряемые параметры: аскорбиновая кислота, билирубин, глюкоза, кетоны, кровь, лейкоциты, нитриты, общий белок, рН, удельный вес, уробилиноген
- Количество тестов в час: 500



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2012/13516 от 29.12.2012

Описание

Анализатор мочи 77 Elektronika LabUreader Plus 2

LabUreader Plus 2 предназначен для проведения экспресс-анализа мочи. Достаточно лишь вставить тест-полоску с анализом в анализатор, и через несколько секунд вы получите результат. Результаты анализа можно напечатать на встроенном принтере или сохранить в памяти прибора или внешнего компьютера.

Позволяет проводить до 500 тестов в час конвейерным методом.

Анализатор работает только с тест-полосками [77 Elektronika Labstrip U11 Plus](#). Нельзя касаться тестовой зоны тест-полоски, это приводит к искажённым результатам измерения. Для работы тест-полоску нужно держать за ручку.

LabUreader Plus 2 очень удобен и прост в использовании, имеет встроенный термопринтер, большой дисплей, компьютерный интерфейс и встроенную память на 1000 измерений. Результаты автоматически печатаются на принтере или считываются с дисплея.

Не нужно калибровать анализатор перед выполнением измерений. Программное обеспечение автоматически проверяет систему каждый раз при включении. Во время тестирования устройство проверяет и исправляет свою работу при необходимости.

Вывод данных для печати или сохранения можно настроить, как удобнее пользователю. Можно вручную ввести № образца, № пациента, серийный номер партии тест-полосок и идентификационный номер лаборанта. Для точного ввода данных можно дополнительно подключить к анализатору внешнюю клавиатуру и считыватель штрих-кодов. Если внешней клавиатуры или считывателя нет, то все данные вводятся через сенсорный дисплей (диагональ 5,7 дюйма, TFT-матрица, разрешение 640×480 пикселей).

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2012/13516 от 29.12.2012.

Преимущества

Преимущества 77 Elektronika LabUreader Plus 2

- Высокая производительность (до 500 тестов в час).
- Встроенный контроль качества.
- Управление прибором при помощи большого цветного сенсорного экрана диагональю 5,7 дюйма.
- Простая очистка и обслуживание.
- Встроенный принтер.
- Подключение к ПК при помощи ПО Vision RUT (ведение базы данных, управление статистикой, получение отчётов).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	LUR2+_по запросу
Бренд	77 Elektronika
Страна бренда	Венгрия
Отрасли	Здравохранение
Устанавливаемые длины волн, нм	505, 530, 620, 660
Тип анализатора	полуавтоматический
Работает	с тест-полосками
Измеряемые параметры	<p>аскорбиновая кислота, билирубин, глюкоза,</p> <p>кетоны, кровь, лейкоциты, нитриты, общий белок</p> <p>, pH, удельный вес, уробилиноген</p>
Количество тестов в час	500
Габариты, мм	300×300×170
Вес, кг	6
Страна производства	Венгрия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.