

## Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Электроаппарат Поток-Бр

Гальванизация и электрофорез    Арт. Поток-Бр



**Ваша цена**

Розница  
**0 руб.**

**Оптовая цена**  
 По запросу

 Электроаппарат

Под заказ

НДС не облагается

- Максимальный ток в цепи пациента, мА: 50
- Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %: 0,5

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

### Описание

#### Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза НПФ Электроаппарат «Поток-Бр»

Гальванизатор «Поток-Бр» служит для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека, а также для проведения лекарственного электрофореза. Особенностью методов гальванизации и электрофореза, является большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия.

По сравнению с аналогами аппарат «Поток-Бр» обладает повышенными удобствами в работе за счёт использования процедурного таймера, устанавливающего длительность процедуры, наличия звукового сигнала окончания процедуры, меньшими габаритами и весом.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2011/11667 от 17.08.2011.

Размеры электрода-прокладки: 10×15 см.

Средняя наработка на отказ: не менее 10 000 часов.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	Поток-Бр
Бренд	НПФ Электроаппарат
Максимальный ток в цепи пациента, мА	50
Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %	0,5
Габариты, мм	260×100×210
Вес, кг	1,3

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	15
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.