


Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза ЭМА Поток 1

Гальванизация и электрофорез



Ваша цена

Розница

21 500 руб.

Оптовая цена

21 050 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Максимальный ток в цепи пациента, мА: 50
- Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %: 0,5

Описание

Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза ЭМА Поток 1

ЭМА Поток 1 — физиотерапевтический аппарат для проведения процедур гальванизации и лекарственного электрофореза. Прибор предназначен для лечебного и профилактического воздействия постоянным электрическим током на организм человека, а также для введения лекарственных препаратов методом электрофореза.

Аппарат применяется в лечебно-профилактических учреждениях, физиотерапевтических кабинетах, санаторно-курортных организациях и в условиях домашнего стационара по назначению врача. Методы гальванизации и лекарственного электрофореза отличаются высокой терапевтической эффективностью, безболезненностью процедур и возможностью сочетания с другими физиотерапевтическими методиками.

ЭМА Поток 1 выполнен в переносном настольном исполнении и поддерживает работу со свинцовыми, углетканевыми физиотерапевтическими электродами различных форм, а также с одноразовыми ректально-вагинальными электродами. Благодаря широкому диапазону регулирования силы тока аппарат подходит для проведения различных физиотерапевтических процедур с учётом индивидуальных особенностей пациента.

Методы лечения

Гальванизация

- Воздействие постоянным электрическим током.
- Профилактическое и лечебное применение.
- Безболезненное проведение процедур.

Лекарственный электрофорез

- Введение лекарственных препаратов с помощью постоянного тока.
- Возможность сочетания с другими физиотерапевтическими методами.
- Высокая эффективность физиотерапевтического воздействия.

Особенности

- Проведение процедур гальванизации и лекарственного электрофореза.
- Переносное настольное исполнение.
- Плавная регулировка силы постоянного тока.
- Два диапазона регулирования выходного тока.
- Возможность применения в лечебных учреждениях и домашнем стационаре.
- Совместимость со свинцовыми электродами.
- Совместимость с углетканевыми физиотерапевтическими электродами различных форм.
- Поддержка одноразовых ректально-вагинальных электродов.
- Возможность использования до 15 различных физиотерапевтических электродов.
- Низкий коэффициент пульсаций выходного тока.
- Компактные размеры и небольшая масса.
- Класс электробезопасности II, тип BF.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Переносной, настольный
Поддерживаемые электроды	Свинцовые, углетканевые, ректально-вагинальные одноразовые
Диапазон регулирования тока	0 – 5 мА; 0 – 50 мА
Максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 50 Ом	50 ± 5 мА
Коэффициент пульсаций тока	Не более 0,5 %
Класс защиты	II, тип BF
Средний срок службы	Не менее 5 лет

Комплект поставки

Аппарат может поставляться в двух вариантах комплектации.

Комплект со свинцовыми электродами (арт. 95-05-00)

- Провод пациента раздвоенный – 2 шт.
- Провод пациента одинарный – 4 шт.
- Комплект свинцовых электродов – 1 шт.
- Комплект тканевых прокладок – 1 шт. (по заказу).
- Бинт резиновый – 1 шт.

Комплект с углетканевыми электродами (арт. 95-06-00)

- Провод пациента раздвоенный – 2 шт.
- Провод пациента одинарный – 4 шт.
- Токоподвод – 2 шт.
- Бинт резиновый – 1 шт.
- Комплект физиотерапевтических электродов №2:
- 30 × 60 мм – 2 шт.
- 60 × 100 мм – 2 шт.
- 80 × 120 мм – 2 шт.
- 100 × 150 мм – 2 шт.
- 120 × 170 мм – 2 шт.
- 150 × 200 мм – 2 шт.
- Двухлопастной электрод для области уха 130 × 115 мм – 1 шт.
- Трёхлопастной электрод (полумаска Бергонье) 180 × 145 мм – 1 шт.
- Воротниковый электрод 390 × 300 мм – 1 шт.

Преимущества

- Проведение двух физиотерапевтических методик – гальванизации и лекарственного электрофореза.
- Высокая терапевтическая эффективность процедур.
- Безболезненное воздействие постоянным электрическим током.
- Возможность сочетания с другими методами физиотерапевтического лечения.
- Переносное настольное исполнение для удобного использования.
- Компактные размеры и небольшая масса.
- Два диапазона регулирования силы выходного тока: до 5 мА и до 50 мА.
- Плавная регулировка интенсивности воздействия.
- Низкий коэффициент пульсаций выходного тока обеспечивает стабильность лечебного воздействия.
- Совместимость со свинцовыми физиотерапевтическими электродами.
- Поддержка углетканевых электродов различных форм и размеров.
- Возможность применения одноразовых ректально-вагинальных электродов.
- Использование до 15 различных физиотерапевтических электродов.
- Соответствует классу электробезопасности II, тип BF.
- Подходит для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях и условиях домашнего стационара.
- Рассчитан на срок службы не менее 5 лет.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001597.pdf
Максимальный ток в цепи пациента, мА	50
Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %	0,5
Габариты, мм	100×270×180
Вес, кг	2.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	11
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.