

## Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-ЗК-БЬЮТИ

Лазерная терапия



### Ваша цена

Розница  
**65 700 руб.**

Оптовая цена  
**62 415 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-ЗК-БЬЮТИ

Бином УзорМед-Б-ЗК-БЬЮТИ – косметологический лазерно-вакуумный комплекс, предназначенный для проведения неинвазивных процедур по улучшению состояния кожи лица, зоны декольте и тела. Аппарат сочетает низкоинтенсивное лазерное воздействие и вакуумный массаж, обеспечивая комплексную стимуляцию тканей и выраженный эстетический эффект.

Воздействие низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения способствует активации микроциркуляции, улучшению обменных процессов и стимуляции синтеза коллагена и эластина. Вакуумный массаж усиливает лимфодренажный эффект, повышает тонус кожи и способствует более глубокому проникновению косметических средств, включая гиалуроновый гель, входящий в комплект.

Аппарат используется для коррекции возрастных изменений кожи, повышения её упругости и эластичности, уменьшения выраженности морщин, улучшения овала лица и выравнивания тона кожи. Процедуры могут проводиться как в условиях косметологических кабинетов, так и в домашних условиях.

### Тип терапии и режимы воздействия

- Лазерная терапия низкоинтенсивным инфракрасным излучением.
- Вакуумный массаж кожи лица и тела.
- Сочетанное лазеро-вакуумное воздействие.
- Непрерывный и амплитудно-модулированный режим излучения.

### Лечебно-косметические эффекты

- Уменьшение выраженности возрастных изменений кожи.
- Повышение упругости и эластичности кожи лица и тела.
- Разглаживание мелких и глубоких морщин.
- Улучшение контуров овала лица.
- Выравнивание цвета и текстуры кожи.
- Стимуляция синтеза коллагена и эластина.
- Усиление микроциркуляции и лимфодренажа.
- Общее улучшение тонуса и состояния кожи.

### Особенности

- Совмещение лазерной терапии и вакуумного массажа в одном косметологическом комплексе.
- Использование блока излучения БН для чрезкожного инфракрасного воздействия.
- Комплект вакуумных банок из органического оптического стекла.
- Возможность варьирования мощности и частоты лазерного излучения.
- Включение гиалуронового геля в комплект поставки для усиления лифтинг-эффекта.
- Неинвазивность процедур и высокая переносимость.
- Компактные размеры и возможность домашнего использования.
- Совместимость с другими косметологическими методиками.
- Отечественная разработка с подтверждённой практикой применения.

### Комплектация

- Блок управления процедурой УзорМед-Б-ЗК — 1 шт.
- Блок лазерного излучения для чрезкожного облучения БН — 1 шт.
- Комплект вакуумных банок — 5 шт.
- Гиалуроновый гель 30 г — 1 шт.
- Паспорт с инструкцией по эксплуатации — 1 шт.
- Методическое пособие — 1 шт.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество излучающих головок	1 (встроенная в вакуумную насадку)
Длина волны лазерного излучения	0,63 мкм и 0,89 мкм
Режим генерации лазерного излучения	Непрерывный и амплитудно-модулированный
Средняя мощность лазерного излучения	Не менее 5 мВт (0,63 мкм)
Уровень вакуума	Регулируемый, до 0,5 атм

### Преимущества

- Сочетание низкоинтенсивного лазерного воздействия и вакуумного массажа в одном косметологическом комплексе.
- Воздействие инфракрасного лазерного излучения, способствующего активации клеточного метаболизма и регенерации кожи.
- Возможность проведения процедур с регулируемой мощностью и частотой лазерного излучения.
- Использование блока излучения БН для равномерного чрезкожного воздействия на ткани.
- Вакуумные банки из органического оптического стекла, адаптированные для косметологических процедур лица и тела.
- Усиление лифтинг-эффекта за счёт совместного применения вакуумного воздействия и лазерной терапии.
- Наличие гиалуронового геля в комплекте для повышения увлажнённости и эластичности кожи.
- Стимуляция синтеза коллагена и эластина для улучшения структуры кожи.
- Выраженный лимфодренажный эффект, способствующий уменьшению отёчности тканей.
- Разглаживание мелких и глубоких морщин за счёт комплексного воздействия на дерму.
- Улучшение микроциркуляции и обменных процессов в коже лица и тела.
- Коррекция овала лица и улучшение чёткости контуров.
- Выравнивание тона и текстуры кожи без инвазивного вмешательства.
- Возможность применения как в профессиональной косметологии, так и в домашних условиях.
- Совместимость с другими косметологическими и уходовыми процедурами.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Бином
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040478.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040478.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	350×250×150
<b>Вес, кг</b>	3,5
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.