

Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-3К-КОСМЕТОЛОГ

Лазерная терапия



Ваша цена

Розница
150 600 руб.

Оптовая цена
143 070 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здоровоохранение

НДС не облагается

Описание

Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-3К-КОСМЕТОЛОГ

УзорМед-Б-3К-КОСМЕТОЛОГ представляет собой многофункциональный физиотерапевтический комплекс, объединяющий светотерапию, низкоинтенсивное лазерное воздействие и вакуумный массаж. Аппарат предназначен для коррекции возрастных изменений кожи, устранения морщин, повышения тургора и эластичности кожи лица, шеи и зоны декольте, а также для работы с локальными жировыми отложениями и рубцовыми изменениями.

Сочетанное применение лазерного излучения, светодиодной хромотерапии и вакуумного воздействия позволяет одновременно активировать микроциркуляцию, ускорять обменные процессы и стимулировать регенерацию тканей. Это обеспечивает выраженный эстетический эффект при меньшем количестве процедур.

Управление комплексом осуществляется через базовый аппарат УзорМед-Б-3К, что позволяет точно настраивать параметры воздействия в зависимости от индивидуальных задач косметологии и состояния пациента.

Технологии воздействия

Лазерная терапия

- Низкоинтенсивное непрерывное и амплитудно-модулированное излучение.
- Длины волн 0,63 мкм и 0,89 мкм.
- Чрезкожное воздействие на глубокие слои кожи.

Светодиодная хромотерапия

- Непрерывное излучение полупроводниковых светодиодов.
- Длины волн 0,365 мкм, 0,525 мкм, 0,850 мкм.
- Фотобиомодуляция с тепловым эффектом и усилением кровотока.

Вакуумный массаж

- Регулируемый уровень вакуума до 0,5 атм.
- Сочетание с лазерным и светодиодным воздействием.
- Механическая стимуляция лимфодренажа и микроциркуляции.

Лечебно-косметологические эффекты

- Уменьшение выраженности морщин и возрастных изменений кожи.
- Повышение упругости и эластичности кожи лица, шеи и декольте.
- Коррекция локальных жировых отложений.
- Улучшение структуры кожи и выравнивание рельефа.
- Стимуляция синтеза коллагена и регенерации тканей.
- Улучшение микроциркуляции и обмена веществ.
- Уменьшение проявлений рубцовых изменений.

Особенности

- Комбинация лазерной терапии, светотерапии и вакуумного массажа в одном комплексе.
- Использование сменных излучающих блоков БИ 60/904, БСМ 150/850, БСМ 40/525, БН 50/650, БН 30/635, БС 300/365.
- Возможность сочетанного воздействия для усиления клинического эффекта.
- Совместимость с вакуумными банками и магнитными насадками.
- Гибкая настройка параметров процедур.
- Комплексное воздействие на лицо, шею и зону декольте.
- Отечественная разработка с длительным сроком эксплуатации.
- Компактные габариты и удобство размещения в кабинете.

Комплектация

- Аппарат управления УзорМед-Б-3К – 1 шт.
- Блок излучения БН 130/635 – 1 шт.
- Блок излучения БН 50/650 – 1 шт.
- Блок излучения БИ 60/904 – 1 шт.
- Блок хромотерапии БСМ 40/525 – 1 шт.
- Блок хромотерапии БС 300/365 – 1 шт.
- Блок хромотерапии БСМ 150/850 – 1 шт.
- Комплект вакуумных банок – 5 шт.
- Магнитная насадка на вакуумную банку (35 мм) – 1 шт.
- Паспорт с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.
- Методическое пособие – 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество излучающих головок	1 (встроенная в вакуумную насадку)
Длина волны лазерного излучения	0,63 мкм и 0,89 мкм
Режим генерации	Непрерывный и импульсный
Средняя мощность лазера	Не менее 5 мВт (0,63 мкм)
Уровень вакуума	Регулируемый до 0,5 атм

Преимущества

- Комплексное воздействие на кожу за счёт сочетания лазерной терапии, светодиодной хромотерапии и вакуумного массажа.
- Одновременная стимуляция микроциркуляции, лимфодренажа и обменных процессов в подкожных тканях.
- Эффективная коррекция возрастных изменений кожи лица, шеи и зоны декольте.
- Снижение выраженности морщин, включая мимические, за счёт глубокой тканевой стимуляции.
- Улучшение тургора и эластичности кожи без инвазивного вмешательства.
- Воздействие на локальные жировые отложения с улучшением контуров лица и тела.
- Ускорение процессов регенерации и восстановления тканей.
- Стимуляция синтеза коллагена и улучшение структуры дермы.
- Сочетание лазерного и светодиодного излучения с вакуумным воздействием для усиления терапевтического эффекта.
- Возможность использования сменных излучающих блоков различных спектральных диапазонов.
- Глубокое воздействие на кровообращение и микроциркуляцию в тканях.
- Улучшение обмена веществ в коже и подкожной клетчатке.
- Повышение эффективности косметологических процедур за счёт комбинированного воздействия.
- Неинвазивный метод воздействия без повреждения кожных покровов.
- Возможность индивидуальной настройки параметров процедуры под конкретные задачи пациента.
- Совместимость с различными вакуумными и световыми насадками.
- Компактность и удобство применения в условиях косметологического кабинета.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бином
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040482.pdf
Габариты, мм	350×250×150
Вес, кг	3.5
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.