

## Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-3К-РЕВИТАЛ

Лазерная терапия



### Ваша цена

Розница  
**90 500 руб.**

Оптовая цена  
**85 975 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-3К-РЕВИТАЛ

Бином УзорМед-Б-3К-РЕВИТАЛ – лазерно-вакуумный косметологический комплекс, предназначенный для неинвазивного ухода за кожей лица и тела. Аппарат сочетает воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения и вакуумного массажа, обеспечивая выраженное улучшение микроциркуляции, лимфодренажа и обменных процессов в тканях.

Комбинированная терапия способствует активации фибробластов, усилению синтеза коллагена и эластина, повышению кислородного насыщения тканей и улучшению структуры кожи. В результате уменьшается выраженность целлюлита, повышается упругость кожи, снижается отёчность и улучшается общий тонус тканей.

Дополнительное применение косметических и лекарственных средств во время процедуры повышает проницаемость тканей и усиливает их действие в проблемных зонах. Комплекс адаптирован для профессионального и косметологического использования.

### Режимы воздействия

#### Лазерная терапия

- Низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение.
- Непрерывный и амплитудно-модулированный режим.
- Чрезкожное воздействие на ткани.

#### Вакуумная терапия

- Регулируемое отрицательное давление до 0,5 атм.
- Механический лимфодренажный массаж.
- Стимуляция микроциркуляции и тканевого обмена.

### Лечебно-косметические эффекты

- Улучшение кровообращения и микроциркуляции кожи.
- Активация синтеза коллагена и эластина.
- Повышение насыщения тканей кислородом.
- Уменьшение выраженности целлюлита.
- Снижение отёчности тканей и лимфостаза.
- Повышение упругости и тонуса кожи лица и тела.
- Разглаживание рельефа кожи и улучшение её структуры.
- Усиление проникновения косметических и лекарственных средств.

### Особенности

- Сочетание лазерной терапии и вакуумного массажа в одном косметологическом комплексе.
- Два блока излучения БН для равномерного чрезкожного воздействия.
- Регулируемые параметры лазерного и вакуумного воздействия.
- Улучшенная система управления вакуумом с индикацией режимов работы.
- Комплект вакуумных банок из органического оптического стекла.
- Возможность усиления эффекта косметических и лекарственных средств.

- Включение гиалуронового геля в комплект поставки.
- Неинвазивность процедур и высокая переносимость.
- Компактные размеры и удобство эксплуатации.
- Отечественная запатентованная разработка.

## Комплектация

- Блок управления процедурой УзорМед-Б-3К – 1 шт.
- Блоки лазерного излучения для чрезкожного облучения БН – 2 шт.
- Комплект вакуумных банок – 5 шт.
- Гиалуроновый гель 30 г – 1 шт.
- Паспорт с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.
- Методическое пособие – 1 шт.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество излучающих головок	1 (встроенная в вакуумную насадку)
Длина волн лазерного излучения	0,63 мкм и 0,89 мкм
Режим генерации	Непрерывный и импульсный
Средняя мощность лазера	Не менее 5 мВт (0,63 мкм)
Уровень вакуума	Регулируемый, до 0,5 атм

## Преимущества

- Сочетание лазерного воздействия и вакуумного массажа для комплексной стимуляции регенеративных процессов в коже.
- Использование низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения для активации клеточного метаболизма.
- Два блока излучения БН для равномерного и стабильного чрезкожного воздействия на ткани.
- Регулируемые параметры лазерного и вакуумного воздействия для индивидуального подбора процедур.
- Улучшенная система управления вакуумом с индикацией режимов работы.
- Эффективная стимуляция фибробластов и усиление синтеза коллагена и эластина.
- Выраженное улучшение микроциркуляции и насыщения тканей кислородом.
- Снижение выраженности целлюлита и улучшение рельефа кожи.
- Повышение тонуса и эластичности кожи лица и тела.
- Усиление лимфодренажного эффекта и уменьшение отёчности тканей.
- Повышение эффективности косметических и лекарственных средств за счёт увеличения тканевой проницаемости.
- Комплект вакуумных банок из органического оптического стекла, адаптированных для косметологического применения.
- Возможность проведения комбинированных лазеро-вакуумных процедур.
- Гиалуроновый гель в комплекте для усиления лифтинг-эффекта с первой процедуры.
- Неинвазивность и высокая комфортность процедур для пациента.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бином
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040480.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040480.pdf</a>
Габариты, мм	350×250×150
Вес, кг	3,5

Электропитание, В	220
-------------------	-----

Страна производства	Россия
---------------------	--------

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.