

## Аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Б-2К-КОСМЕТОЛОГ

Лазерная терапия



**Ваша цена**

Розница  
**110 500 руб.**

Оптовая цена  
**104 975 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Б-2К-КОСМЕТОЛОГ

Аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Б-2К-ФИЗИО в косметологической модификации представляет собой специализированный лазерный терапевтический комплекс, разработанный для применения в косметологических кабинетах. Оборудование предназначено для проведения неинвазивных процедур лазерного воздействия на кожу лица и тела с целью стимуляции регенерации, улучшения микроциркуляции и усиления эффекта косметических средств.

Комплекс обеспечивает возможность сочетанного применения лазерного излучения с кремами, гелями и косметическими масками, что усиливает выраженность омолаживающего и восстановительного эффекта. Управление процедурами осуществляется через блок УзорМед-Б-2К с возможностью точной настройки мощности, частоты и времени воздействия.

Излучение формируется несколькими блоками лазерного воздействия, включая инфракрасный и красный спектры, а также специализированные излучатели для поверхностного и внутривенного применения. Комплекс ориентирован на работу в условиях косметологических и эстетических медицинских центров.

#### Показания к применению

- Эстетическая коррекция возрастных изменений кожи.
- Снижение выраженности морщин и повышение тонуса кожи.
- Улучшение микроциркуляции и обменных процессов в коже.
- Постакне и поствоспалительные изменения кожи.
- Снижение отечности мягких тканей лица и тела.
- Реабилитация кожи после косметологических процедур.
- Нарушения трофики кожных покровов.
- Восстановительные программы в эстетической медицине.

#### Особенности

- Четыре блока лазерного излучения: БИ2/16, БИК 15/635, БИМ, БИК-ВЛОК5/635.
- Возможность комбинированного чрезкожного и внутривенного лазерного воздействия.
- Регулировка мощности, частоты и времени облучения.
- Импульсные режимы с длиной импульса 70 и 160 нс.
- Облучение площади до 20 см<sup>2</sup> блоком БИМ.
- Комплект насадок МН-60 и МН-110 для магнитолазерного воздействия.
- Световодная насадка СН из органического стекла для точного введения излучения.
- Иглы-световоды КИВЛ-01 для внутривенного лазерного облучения крови.
- Штатив для фиксации излучателей при проведении процедур.
- Возможность сочетания с косметическими средствами для усиления эффекта.
- Компактное исполнение и удобство размещения в косметологическом кабинете.
- Отечественная разработка с длительным сроком службы и высокой надежностью.

#### Комплектация

- Блок управления процедурами УзорМед-Б-2К – 1 шт.
- Блок лазерного излучения БИ2/16 – 1 шт.
- Блок лазерного излучения БИК 15/635 – 1 шт.
- Блок излучения БИМ (20 см<sup>2</sup>) – 1 шт.

- Блок внутривенного облучения БИК-ВЛОК5/635 – 1 шт.
- Световодная насадка СН – 1 шт.
- Насадка МН-60 – 1 шт.
- Насадка МН-110 – 1 шт.
- Иглы-световоды КИВЛ-01 – 10 шт.
- Штатив универсальный для фиксации блоков излучения – 1 шт.
- Паспорт с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество каналов	2
Режим работы	непрерывный / автоматический
Частота повторения импульсов	5, 80, 150, 300, 600, 1500, 3000 Гц
Сквозность импульсов модуляции	1,8 – 2,2
Длительность импульса	70, 160 нс
Срок службы	5 лет
Гарантия	24 месяца
Средняя наработка на отказ	не менее 3000 часов

### Преимущества

- Четырёхканальная система лазерного воздействия с возможностью одновременного использования нескольких типов излучения.
- Комбинация чрезкожного и внутривенного лазерного воздействия для расширенных терапевтических возможностей.
- Наличие блока БИМ для обработки площади до 20 см<sup>2</sup> без дополнительных насадок.
- Использование импульсного инфракрасного и красного лазерного излучения для комплексного воздействия на ткани.
- Возможность точной настройки мощности, частоты и времени воздействия.
- Поддержка широкого диапазона частот повторения импульсов от 5 до 3000 Гц.
- Длительность импульсов 70 и 160 нс для гибкой настройки режимов терапии.
- Световодная насадка из органического стекла для точного локального воздействия.
- Насадки МН-60 и МН-110 для сочетанного лазерного и магнитного воздействия.
- Иглы-световоды КИВЛ-01 для внутривенного лазерного облучения крови.
- Штатив для надёжной фиксации излучателей и повышения удобства проведения процедур.
- Возможность сочетания лазерной терапии с косметологическими препаратами и процедурами.
- Неинвазивные и малоинвазивные методики воздействия в одном комплексе.
- Компактное исполнение при расширенном функционале четырёх излучателей.
- Высокая адаптивность под различные косметологические и медицинские задачи.
- Длительный срок службы и высокая наработка на отказ.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Бином
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040474.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040474.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	240×220×90
<b>Вес, кг</b>	3
<b>Электропитание, В</b>	220

Страна производства

Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.