

## Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа FoxyL Air Multi (2 ноги)

Прессотерапия



Под заказ

**Области применения:**

- Здоровоохранение

### Описание

#### Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа FoxyL Air Multi (2 ноги)

FoxyL Air Multi – компактный аппарат для проведения процедур компрессионного массажа в домашних и специализированных условиях.

Устройство предназначено для воздействия на нижние конечности с целью стимуляции лимфооттока, вывода избыточной жидкости и нормализации микроциркуляции. Работа осуществляется с помощью пятисекционных манжет, в которые подаётся сжатый воздух по одной из программ, заданных на панели управления.

Манжеты изготовлены из гипоаллергенного материала, легко надеваются и обеспечивают равномерное давление на ткани. Функция автоматического отключения активируется при длительной непрерывной работе, обеспечивая безопасность пользователя.

Аппарат не предназначен для использования при тромбофлебите, острой сердечной и почечной недостаточности, а также при наличии кардиостимулятора или онкологических заболеваний.

#### Технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальное давление	до 250 мм рт.ст.
Количество камер	5
Продолжительность сеанса	15–30 мин
Режим отключения	автоматически через 10 мин
Вес аппарата	3,6 кг
Питание	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	80 Вт
Габариты упаковки	350 × 290 × 230 мм
Вес с упаковкой	3,8 кг
Объём упаковки	0,023345 м <sup>3</sup>

### Преимущества

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа FoxyL Air Multi предлагает широкий спектр преимуществ, обеспечивающих комфорт, безопасность и эффективность процедур как в домашних условиях, так и в практике специалистов:

- Пятисекционные манжеты – равномерное распределение давления по всей поверхности ног для максимального терапевтического эффекта.
- Гипоаллергенные материалы – безопасность при длительном использовании, исключение риска раздражений и аллергических реакций.
- Автоматическое отключение при перегреве – встроенная система самозащиты предотвращает

перегрузку и повышает надёжность аппарата.

- Простое управление — интуитивная панель выбора программ обеспечивает лёгкость в эксплуатации без специальной подготовки.
- Низкий уровень шума — возможность комфортного проведения процедур в домашней обстановке без дискомфорта.
- Компактный размер и небольшой вес — удобно хранить и транспортировать, подходит для использования в любом помещении.
- Регулируемое время сеанса — настройка продолжительности в зависимости от потребностей пользователя.
- Универсальное питание 100–240 В — совместимость с разными типами электрических сетей.
- Эстетичный современный дизайн — органично вписывается в интерьер кабинета или домашней зоны отдыха.
- Подходит для профилактического и восстановительного применения — решение для поддержания общего тонуса и снижения усталости ног.

Является удобным и функциональным решением для регулярного проведения процедур прессотерапии и лимфодренажа с высокой степенью эффективности и безопасности.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Won Industry
<b>Страна бренда</b>	Южная Корея
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина, Для дома
<b>Вес, кг</b>	3.6
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	350 × 290 × 230
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Южная Корея

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.