

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-1200P

Прессотерапия



Ваша цена

Розница
260 400 руб.

Оптовая цена
250 000 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество секций в манжете: 12
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...260
- Время работы, мин: 1...60
- Количество режимов работы: 8
- Особенности: есть ЖК-дисплей

Товар участвует в акциях:

- Акция

Описание

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-1200P

Won Industry LC-1200P – аппарат пневмокомпрессионного действия с возможностью индивидуальной настройки параметров для каждой процедуры.

Оснащён ЖК-дисплеем с отображением всех рабочих параметров, включая тип подключённой манжеты, текущее давление, скорость и продолжительность воздействия, а также активную программу.

Позволяет задавать продолжительность процедуры до 60 минут, а также регулировать длительность давления в каждом сегменте от 4 до 20 секунд. Давление в манжетах регулируется в диапазоне от 50 до 280 мм рт. ст.

Комплектуется манжетами на ноги, талию и руки, каждая из которых содержит 12 отсеков. Подходит для пациентов различного телосложения.

Поддерживает восемь программ воздействия. Возможно подключение аварийной кнопки для экстренной остановки процедуры по инициативе пациента.

Особенности

- 12-секционные манжеты на руки, талию и ноги в комплекте.
- Широкий диапазон давления: от 50 до 280 мм рт. ст.
- 8 программ работы с разными режимами компрессии.
- ЖК-дисплей с индикацией параметров и настройками процедуры.
- Настройка времени процедуры: от 0 до 60 минут.
- Регулируемая длительность давления в отсеках: 4–20 секунд.
- Возможность подключения аварийной кнопки для экстренной остановки сеанса.
- Поставляется с регистрационным удостоверением Росздравнадзора.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество отсеков в манжете	12
Количество режимов	8
Диапазон давления	50–280 мм рт. ст.

Длительность процедуры	0–60 мин
Размеры аппарата	415 × 360 × 210 мм
Вес аппарата	11,5 кг
Питание	220–240 В, 50/60 Гц

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина места	440 мм
Максимальная ширина места	480 мм
Максимальная высота места	490 мм
Максимальный вес места	22,8 кг
Общий вес	22,8 кг
Общий объём	0,103488 м ³

Преимущества

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-1200P предлагает множество преимуществ, которые делают его надёжным и универсальным решением для профессионального использования в эстетической медицине, физиотерапии и реабилитации:

- 12-секционные манжеты в комплекте – равномерное распределение давления и высокая эффективность лимфодренажа.
- Широкий диапазон давления (50–280 мм рт. ст.) – точная индивидуальная настройка под потребности пациента.
- 8 программ терапии – выбор оптимального режима для различных клинических задач и состояний.
- ЖК-дисплей с индикацией параметров – удобное управление и контроль всех этапов процедуры.
- Регулируемая длительность давления в каждом отсеке (4–20 сек) – адаптация интенсивности воздействия.
- Настройка времени процедуры до 60 минут – гибкость в проведении сеансов различной длительности.
- Возможность подключения аварийной кнопки – повышенный уровень безопасности пациента.
- Манжеты на ноги, талию и руки – широкий охват зон воздействия, включая труднодоступные области.
- Официальная регистрация в Росздравнадзоре – подтверждение медицинского назначения и соответствие стандартам качества.
- Компактный размер и мобильность – удобно для размещения в кабинетах любой площади.

Аппарат Won Industry LC-1200P обеспечивает эффективное и комфортное проведение процедур прессотерапии и лимфодренажа, способствуя восстановлению, снятию отёков и улучшению микроциркуляции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000028335.pdf

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028335.pdf>

Количество секций в манжете	12
Давление в манжете, мм рт. ст.	50...260
Время работы, мин	1...60
Количество режимов работы	8
Особенности	есть ЖК-дисплей
Габариты, мм	415 × 360 × 210
Вес, кг	12
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.