

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-1200P

Прессотерапия



Ваша цена

Розница **0 руб.** Оптовая цена



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество секций в манжете: 12
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...260
- Время работы, мин: 1...60
- Количество режимов работы: 8
- Особенности: есть ЖК-дисплей

Товар участвует в акциях:

• Акция

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Аппарат

для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-1200P

Won Industry LC-1200P — аппарат пневмокомпрессионного действия с возможностью индивидуальной настройки параметров для каждой процедуры.

Оснащён ЖК-дисплеем с отображением всех рабочих параметров, включая тип подключённой манжеты, текущее давление, скорость и продолжительность воздействия, а также активную программу.

Позволяет задавать продолжительность процедуры до 60 минут, а также регулировать длительность давления в каждом сегменте от 4 до 20 секунд. Давление в манжетах регулируется в диапазоне от 50 до 280 мм рт. ст.

Комплектуется манжетами на ноги, талию и руки, каждая из которых содержит 12 отсеков. Подходит для пациентов различного телосложения.

Поддерживает восемь программ воздействия. Возможно подключение аварийной кнопки для экстренной остановки процедуры по инициативе пациента.

Особенности

- 12-секционные манжеты на руки, талию и ноги в комплекте.
- Широкий диапазон давления: от 50 до 280 мм рт. ст.
- 8 программ работы с разными режимами компрессии.
- ЖК-дисплей с индикацией параметров и настройками процедуры.
- Настройка времени процедуры: от 0 до 60 минут.
- Регулируемая длительность давления в отсеках: 4-20 секунд.
- Возможность подключения аварийной кнопки для экстренной остановки сеанса.
- Поставляется с регистрационным удостоверением Росздравнадзора.

Технические характеристики

Параметр



Количество отсеков в манжете	12
Количество режимов 8	
Диапазон давления 50-28	30 мм рт. ст.
Длительность процедуры	0-60 мин
Размеры аппарата 415 × 3	60 × 210 мм
Вес аппарата 11,5 кг	
Питание 220-240 В, 50/60 Транспортные характеристики) Гц
Параметр Значение	
Количество мест 1	
Максимальная длина места	440 мм
Максимальная ширина места	480 мм
Максимальная высота места	490 мм
Максимальный вес места	22,8 кг
Общий вес 22,8 кг	
Общий объём 0,103488 м ³	3

Преимущества

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-1200P предлагает множество преимуществ, которые делают его надёжным и универсальным решением для профессионального использования в эстетической медицине, физиотерапии и реабилитации:

- 12-секционные манжеты в комплекте равномерное распределение давления и высокая эффективность лимфодренажа.
- Широкий диапазон давления (50–280 мм рт. ст.) точная индивидуальная настройка под потребности пациента.
- 8 программ терапии выбор оптимального режима для различных клинических задач и состояний.
- ЖК-дисплей с индикацией параметров удобное управление и контроль всех этапов процедуры.
- Регулируемая длительность давления в каждом отсеке (4–20 сек) адаптация интенсивности воздействия.
- ullet Настройка времени процедуры до 60 минут гибкость в проведении сеансов различной длительности.
- Возможность подключения аварийной кнопки повышенный уровень безопасности пациента.
- Манжеты на ноги, талию и руки широкий охват зон воздействия, включая труднодоступные области.
- Официальная регистрация в Росздравнадзоре подтверждение медицинского назначения и соответствие стандартам качества.
- Компактный размер и мобильность удобно для размещения в кабинетах любой площади.

Аппарат Won Industry LC-1200P обеспечивает эффективное и комфортное проведение процедур прессотерапии и лимфодренажа, способствуя восстановлению, снятию отёков и улучшению микроциркуляции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	
	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая
	медицина



Количество секций в манжете	12
Давление в манжете, мм рт. ст.	50260
Время работы, мин	160
Количество режимов работы	8
Особенности	есть ЖК-дисплей
Габариты, мм	415 × 360 × 210
Вес, кг	12
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.