

## Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600S

Прессотерапия и лимфодренаж



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

- Акция

## Описание

### Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600S

Won Industry LC-600S предназначен для проведения пневмокомпрессионной терапии. Он подходит для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии) и пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом.

Позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии:

- Прессотерапию (массаж с поочерёдным повышением давления в секциях манжет).
- Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж).
- Сочетанную прессотерапию с направленным лимфодренажным компонентом.

Аппарат Won Industry LC-600S обеспечивает четыре вида массажа, что делает его универсальным решением как для медицинских, так и косметологических процедур:

- Программы А, В: классический компрессионный массаж – поочерёдное надувание секций манжет с равномерным распределением давления, направленное на улучшение микроциркуляции и снятие отёков.
- Программа С: пневмокомпрессионный массаж с направленным лимфодренажным компонентом – способствует ускорению лимфооттока и выводу межтканевой жидкости.
- Программа D: комбинированная – глубокий компрессионный массаж, направленный лимфодренаж и сегментарная локальная баротерапия для проработки отдельных зон.

Каждая программа настраивается по длительности, скорости, давлению и соответствует различным терапевтическим задачам.

#### Параметры работы

Аппарат снабжён ЖК-дисплеем, на котором отображаются все параметры работы: тип подключённой манжеты, давление, скорость и время работы, а также активная программа массажа.

- Продолжительность давления в сегменте: 4, 8, 12, 16 или 20 секунд.
- Общее время процедуры: от 0 до 60 минут (рекомендуется не менее 10 минут).
- Регулировка давления: 50–280 мм рт. ст. Стандартное значение – 200 мм рт. ст., подстраивается под комфорт пациента.

#### Манжеты

В комплект Won Industry LC-600S входят четыре манжеты:

- две для ног (размер L);
- одна для талии;
- одна для руки.

Манжеты универсальны и подходят большинству пациентов.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011.

Показания к применению:

- Косметология: антицеллюлитные процедуры, уменьшение объемов тела, снятие отеков и пастозности.
- Профилактика: варикоз, венозные тромбозы, малоподвижный образ жизни (в т.ч. запоры, простатит), заболевания суставов и сосудов.
- Терапия: хронический варикоз, ИБС, гипертония, ПТФБ, остеохондроз, посттравматический лимфостаз, ДЦП, нарушения микроциркуляции.

### Технические характеристики

Параметр	Won Industry LC-600S
Количество отсеков в манжете	6
Количество режимов	4
Давление, мм рт. ст.	50–280
Время процедуры, мин	0–60
Размеры аппарата, мм	415 × 360 × 210
Вес аппарата, кг	11,5
Питание	220–240 В, 50/60 Гц

### Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест, шт.	1
Максимальная длина места, мм	430
Максимальная ширина места, мм	480
Максимальная высота места, мм	480
Максимальный вес места, кг	17
Общий вес, кг	17
Общий объем, м <sup>3</sup>	0,099072

### Преимущества

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600S предлагает ряд преимуществ, делающих его эффективным, удобным и универсальным решением для физиотерапевтической и эстетической практики:

- Простое и интуитивно понятное управление – управление аппаратом не требует специального обучения.
- Возможность выбора нужного комплекта манжет – для ног, талии или руки, в зависимости от зоны воздействия.
- Регулируемое время процедуры – можно задать продолжительность от 0 до 60 минут в зависимости от показаний.
- Настраиваемый уровень давления – от 50 до 280 мм рт. ст., что позволяет индивидуализировать воздействие под пациента.
- 4 режима массажа – включая классический компрессионный, направленный лимфодренаж и глубокую баротерапию.
- Возможность комбинирования программ – для достижения максимального терапевтического эффекта.
- ЖК-дисплей с отображением параметров – удобный контроль времени, давления, скорости и выбранной программы.
- Подходит для терапии, профилактики и реабилитации – широкая сфера применения в медицине и косметологии.
- Надёжная конструкция и качество сборки – аппарат сертифицирован и имеет регистрационное удостоверение.

Является универсальным решением для прессотерапии, лимфодренажа и баротерапии, обеспечивая безопасность, адаптивность и высокую эффективность процедур.

### Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

<b>Бренд</b>	Won Industry
<b>Страна бренда</b>	Южная Корея
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010020989.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010020989.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020989.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020989.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	415 × 360 × 210
<b>Вес, кг</b>	11.5
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Южная Корея

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.