

Аптечка для хранения медицинских препаратов Промет AMD-39G

Стеллажи, шкафы и сейфы

Арт. S26199012301



Ваша цена

Розница

3 800 руб.

Оптовая цена

3 165 руб.

ПРОМЕТ
Сохраняем без потерь

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Аптечка для хранения медицинских препаратов Промет AMD-39G

Промет AMD-39G — металлическая аптечка для хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов и других медицинских изделий. Конструкция предусматривает организованное размещение содержимого во внутреннем пространстве, разделённом на 4 отделения разного размера.

Корпус аптечки изготовлен из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм и имеет белое полимерно-порошковое покрытие. Стеклянная дверца обеспечивает визуальный контроль содержимого аптечки и закрывается на ключ. На внешней стороне дверцы нанесено изображение красного креста.

Аптечка имеет неразборную конструкцию и поставляется в собранном виде. На задней стенке предусмотрены отверстия для настенной навески, что позволяет разместить изделие в удобном месте и организовать доступ к медицинским средствам.

Особенности

- Неразборная конструкция.
- Корпус из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм.
- Белое полимерно-порошковое покрытие корпуса.
- Покрытие устойчиво к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств.
- Стеклянная дверца с ключевым замком.
- Два ключа в комплекте.
- Внутреннее пространство разделено на 4 отделения.
- Внутри предусмотрены 2 полки.
- Отверстия на задней стенке для настенной навески.
- Изображение красного креста на дверце.
- Поставка в собранном виде.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Конструкция	Неразборная
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла корпуса	0,5 мм
Материал дверцы	Стекло
Тип покрытия	Полимерно-порошковое
Цвет	Белый RAL 9003
Количество отсеков	4 шт.
Количество полок	2 шт.
Замок	Ключевой
Количество ключей	2 шт.

Гарантия производителя 12 месяцев

Комплект поставки

- Шкаф-аптечка Промет AMD-39G — 1 шт.
- Ключ — 2 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Преимущества

- Компактные габариты 390 × 300 × 160 мм позволяют удобно разместить аптечку в медицинском кабинете или другом помещении.
- Четыре отделения разного размера обеспечивают организованное хранение лекарственных препаратов, перевязочных материалов и других медицинских изделий.
- Две внутренние полки позволяют рационально использовать пространство аптечки.
- Стальной корпус толщиной 0,5 мм обеспечивает прочность конструкции.
- Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств.
- Стеклопанельная дверца позволяет быстро контролировать наличие и состояние хранящихся медицинских средств.
- Ключевой замок обеспечивает закрытое хранение содержимого.
- В комплект входят два ключа.
- Отверстия на задней стенке позволяют установить аптечку на стену.
- Изображение красного креста на дверце облегчает визуальную идентификацию аптечки.
- Белый цвет RAL 9003 позволяет аптечке гармонично вписаться в интерьер медицинского учреждения.
- Поставка в собранном виде не требует сборки перед установкой.
- Неразборная конструкция обеспечивает готовность изделия к эксплуатации после размещения.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	S26199012301
Бренд	Промет
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	390×300×160
Вес, кг	3
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.