

## Аспиратор Химко ПУ-1Б

Пробоотборные устройства



### Ваша цена

Розница  
**117 965 руб.**

Оптовая цена  
**115 965 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Аспиратор Химко ПУ-1Б

Аспиратор Химко ПУ-1Б – прибор для автоматического отбора проб биологических аэрозолей при санитарном контроле воздуха помещений и атмосферного воздуха. Обеспечивает импакционное осаждение аэрозолей на плотную питательную среду, с использованием чашек Петри диаметром 90 и 100 мм. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях стандартными методиками.

Прибор отличается простотой и удобством эксплуатации, малыми габаритами и массовой, низким уровнем шума и стабильностью технических характеристик при длительном использовании. Рекомендован Федеральным Центром ГСЭН к широкому применению.

### Особенности

- Метрологическое обеспечение, устройство включено в Госреестр.
- Соответствие значениям объемов отбираемой пробы нормативной документации.
- Простота и удобство в эксплуатации.
- Низкий уровень создаваемых шумов.
- Малые габариты и масса.
- Малое время отбора проб большого объема.
- Стабильность технических характеристик при длительном использовании.
- Рекомендован Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объем автоматически отбираемых проб	100 и 250 (50, 100, 250, 500, 1000 л)*
Объемный расход, не более	300 л/мин
Диаметр аэрозольных частиц при 50 % эффективности улавливания	1,4 мкм
Диапазон определяемых концентраций микроорганизмов	25 ... 10 000 КОЕ/м <sup>3</sup>

## Преимущества

- Автоматический отбор проб биологических аэрозолей с высокой точностью.
- Импакционное осаждение аэрозолей на чашки Петри диаметром 90 и 100 мм.
- Широкий диапазон объемов отбора проб: от 50 до 1000 л.
- Высокая эффективность улавливания частиц диаметром 1,4 мкм и более.
- Стабильность технических характеристик при длительном использовании.
- Низкий уровень создаваемого шума, удобный для работы в лабораторных условиях.
- Малые габариты и масса, обеспечивающие простое перемещение и установку.
- Простота эксплуатации и обслуживания прибора.
- Соответствие метрологическим требованиям и включение в Госреестр.
- Рекомендован Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию в лабораториях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Химко
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000003246.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000003246.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000003246.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000003246.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000003246.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000003246.pdf</a>
Габариты, мм	160 × 140 × 127
Вес, кг	1.6
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.