

Аспиратор Химко ПУ-1Б исп.1

Пробоотборные устройства



Ваша цена

Розница
123 137 руб.

Оптовая цена
121 050 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Аспиратор Химко ПУ-1Б исп.1

Аспиратор Химко ПУ-1Б исп.1 – устройство для автоматического отбора проб биологических аэрозолей при санитарном контроле воздуха в различных помещениях и атмосферного воздуха. Предназначен для отбора проб аэрозолей на плотную питательную среду методом импакционного осаждения с объемами от 50 до 1000 л и чашками Петри диаметром 90 и 100 мм. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях стандартными методиками.

Особенности

- Метрологическое обеспечение – устройство включено в Госреестр.
- Соответствие значений объемов отбираемой пробы требованиям нормативно-методической документации государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
- Простота и удобство эксплуатации.
- Низкий уровень создаваемого шума.
- Малые габариты и масса.
- Малое время отбора проб большого объема.
- Стабильность технических характеристик при длительном использовании.
- Рекомендовано Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Объем автоматически отбираемых проб	50, 100, 250, 500, 1000 л
Объемный расход, не более	300 л/мин
Диаметр аэрозольных частиц, улавливаемых с эффективностью 50%	1,4 мкм
Диапазон определяемых концентраций микроорганизмов	25...10 000 КОЕ/м ³
Источник питания	Встроенный аккумулятор

Преимущества

- Автоматический отбор проб биологических аэрозолей в помещениях и атмосферного воздуха.
- Импакционное осаждение на плотную питательную среду с объемами от 50 до 1000 л.
- Использование чашек Петри диаметром 90 и 100 мм.
- Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу без подключения к сети.
- Низкий уровень шума при работе.
- Компактные габариты и малый вес для удобного перемещения.
- Стабильность технических характеристик при длительном использовании.
- Соответствие требованиям нормативно-методической документации государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
- Метрологическое обеспечение – устройство включено в Госреестр.
- Простота и удобство эксплуатации.
- Малое время отбора проб большого объема.
- Рекомендовано Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Химко
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000034036.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000034036.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034036.pdf
Габариты, мм	160 × 140 × 127
Вес, кг	2
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.