

## Аспиратор Химко ПУ-1Б исп.1

Пробоотборные устройства



### Ваша цена

Розница  
**123 137 руб.**

Оптовая цена  
**121 050 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Аспиратор Химко ПУ-1Б исп.1

Аспиратор Химко ПУ-1Б исп.1 – устройство для автоматического отбора проб биологических аэрозолей при санитарном контроле воздуха в различных помещениях и атмосферного воздуха. Предназначен для отбора проб аэрозолей на плотную питательную среду методом импакционного осаждения с объемами от 50 до 1000 л и чашками Петри диаметром 90 и 100 мм. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях стандартными методиками.

### Особенности

- Метрологическое обеспечение – устройство включено в Госреестр.
- Соответствие значений объемов отбираемой пробы требованиям нормативно-методической документации государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
- Простота и удобство эксплуатации.
- Низкий уровень создаваемого шума.
- Малые габариты и масса.
- Малое время отбора проб большого объема.
- Стабильность технических характеристик при длительном использовании.
- Рекомендовано Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Объем автоматически отбираемых проб	50, 100, 250, 500, 1000 л
Объемный расход, не более	300 л/мин
Диаметр аэрозольных частиц, улавливаемых с эффективностью 50%	1,4 мкм
Диапазон определяемых концентраций микроорганизмов	25...10 000 КОЕ/м <sup>3</sup>
Источник питания	Встроенный аккумулятор

## Преимущества

- Автоматический отбор проб биологических аэрозолей в помещениях и атмосферного воздуха.
- Импакционное осаждение на плотную питательную среду с объемами от 50 до 1000 л.
- Использование чашек Петри диаметром 90 и 100 мм.
- Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу без подключения к сети.
- Низкий уровень шума при работе.
- Компактные габариты и малый вес для удобного перемещения.
- Стабильность технических характеристик при длительном использовании.
- Соответствие требованиям нормативно-методической документации государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
- Метрологическое обеспечение – устройство включено в Госреестр.
- Простота и удобство эксплуатации.
- Малое время отбора проб большого объема.
- Рекомендовано Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Химко
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000034036.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000034036.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000034036.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000034036.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034036.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034036.pdf</a>
Габариты, мм	160 × 140 × 127
Вес, кг	2
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.