

Автоматический штатив для офтальмологического аппарата МАКДЭЛ-09

Аппараты для лечения зрения



Ваша цена

Розница
83 664 руб.

Оптовая цена
82 917 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Автоматический штатив для офтальмологического аппарата МАКДЭЛ-09

Автоматический штатив для офтальмологического аппарата МАКДЭЛ-09 предназначен для удобного размещения и эксплуатации аппарата ИК-лазерного для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения в клинических условиях. Штатив обеспечивает вертикальное перемещение исполнительного блока аппарата в соответствии с ростом пациента и позволяет проводить процедуры в комфортном положении.

Перемещение исполнительного блока осуществляется автоматически при помощи кнопок управления или пульта дистанционного управления. Диапазон регулировки высоты составляет от 24,5 до 47,5 см относительно основания штатива, что позволяет использовать оборудование для пациентов различных возрастных групп, включая детей и взрослых.

Штатив оснащён регулируемой подставкой для подбородка, которая изменяет положение в диапазоне от 4 до 10 см относительно исполнительного блока аппарата. Конструкция обеспечивает устойчивость оборудования, точность позиционирования пациента и удобство проведения процедур.

Особенности

- Автоматическое вертикальное перемещение исполнительного блока.
- Регулировка высоты аппарата в соответствии с ростом пациента.
- Управление при помощи кнопок или пульта дистанционного управления.
- Регулируемая подставка для подбородка.
- Подходит для детей и взрослых.
- Устойчивая конструкция основания.
- Удобство эксплуатации в клинических условиях.

Комплект поставки

- Автоматический штатив.
- Пульт управления.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон регулировки высоты блока	от 24,5 до 47,5 см
Диапазон регулировки подставки для подбородка	от 4 до 10 см

Преимущества

- Автоматическая регулировка высоты исполнительного блока аппарата.
- Диапазон вертикального перемещения от 24,5 до 47,5 см.
- Регулируемая подставка для подбородка в диапазоне от 4 до 10 см.
- Управление при помощи кнопок на штативе или пульта дистанционного управления.
- Удобная настройка положения аппарата под рост пациента.

- Подходит для использования у детей и взрослых.
- Обеспечение комфортного положения пациента во время процедуры.
- Повышение точности позиционирования исполнительного блока.
- Стабильная и устойчивая конструкция основания.
- Компактные габариты для размещения в кабинете.
- Надёжный механизм вертикального перемещения.
- Простота управления и эксплуатации.
- Повышение удобства проведения процедур на аппарате МАКДЭЛ-09.
- Снижение нагрузки на медицинский персонал при позиционировании аппарата.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	МАКДЭЛ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Габариты, мм	460×380×590
Вес, кг	9,5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.