

Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 15W G13

Бактерицидные лампы для облучателей



- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип цоколя: G13
- Материал цоколя: металлический



Снято с производства

Описание

Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 15W G13

Лампа UVC 15W предназначена для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения длиной волны 253,7 нм в бактерицидных облучателях.

Срок службы лампы до 10800 часов.

Колба лампы выполнена из увиолевого стекла. Лампа не генерирует озон, что позволяет использовать их в присутствии людей.

Преимущества

- Высокая интенсивность ультрафиолетового излучения типа С.
- Большой срок службы.
- Колба из увиолевого стекла.
- Не выделяется озон.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	LEDVANCE
Страна бренда	Германия
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидный поток, Вт	5,1
Срок службы УФ-ламп, часов	10800
Тип цоколя	G13
Материал цоколя	металлический

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.