

Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель Элид Азов ОБН-75

Бактерицидные облучатели открытого типа



Ваша цена

Розница
1 957 руб.

Оптовая цена
1 870 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Бактерицидный поток, Вт: 11,2
- Производительность, м³/ч: 120
- Лампы входят в комплект: нет, надо покупать отдельно

Товар участвует в акциях:

- Акция

Описание

Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель Элид Азов ОБН-75

Бактерицидный ультрафиолетовый настенный одноламповый облучатель Элид Азов ОБН-75 предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях за счёт излучения бактерицидного ультрафиолетового спектра. Используется только в отсутствие людей и животных.

В облучатель устанавливается одна бактерицидная лампа низкого давления мощностью 30 Вт (рекомендуются лампы Philips TUV). Лампа излучает свет с длиной волны 253,7 нм, максимально эффективной для инактивации микроорганизмов, и защищена специальным экраном.

Важно! Эксплуатация прибора допускается только в пустом помещении.

Особенности

- Настенное исполнение для стационарной установки.
- Одна лампа Philips TUV-30W (UV-C) или аналог.
- Высокая бактерицидная эффективность (до 99,9 %).
- Срок службы лампы – до 9 000 ч.
- Эффективная дезинфекция помещений различного назначения.
- Простота эксплуатации и обслуживания.

Бактерицидная эффективность

Категория помещения	Эффективность, %	Объём помещения, м ³
Операционные, палаты роддомов	99,9	33
Перевязочные, реанимационные отделения	99	50
Палаты, кабинеты поликлиник	95	76
Общественные помещения	90	98
Складские помещения	85	120

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество ламп	1
Мощность лампы	30 Вт
Бактерицидный поток лампы	11,2 Вт
Срок службы лампы	9 000 ч

Облучённость на расстоянии 1 м	0,6 Вт/м ²
Коэффициент использования потока	0,48
Стартер	Philips S10 (220 В) или аналог
Класс электробезопасности	I, тип В
Степень защиты	УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150-69)
Срок службы облучателя	5 лет

Комплект поставки

- Облучатель в собранном виде (без лампы и стартера).
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Преимущества

Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель Элид Азов ОБН-75 сочетает надёжность, эффективность и удобство использования, обеспечивая безопасную дезинфекцию воздуха и поверхностей в помещениях:

- Эффективное обеззараживание – уничтожает до 99,9 % патогенных микроорганизмов.
- Компактное настенное исполнение – экономия пространства и удобство размещения.
- Одна лампа Philips TUV 30W – высокая бактерицидная мощность и долгий срок службы.
- Простая установка и обслуживание – минимальные требования к эксплуатации.
- Надёжная конструкция – соответствует стандартам электробезопасности и защиты.
- Продолжительный ресурс лампы до 9 000 ч – снижение эксплуатационных затрат.
- Подходит для медицинских, общественных и складских помещений – универсальное применение.
- Комплектуется руководством по эксплуатации – готов к использованию сразу после монтажа.

Элид Азов ОБН-75 – это надёжное решение для эффективной дезинфекции помещений, обеспечивающее высокий уровень санитарной безопасности.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Элид
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000025608.pdf
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Бактерицидный поток, Вт	11,2
Бактерицидное облучение на расстоянии 1 м, Вт/м²	0,6
Производительность, м³/ч	120
Способ крепления	на стену
Лампы входят в комплект	нет, надо покупать отдельно
Габариты, мм	942 × 54 × 162

Вес, кг	1.8
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	65
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.