

Бактерицидный УФ-облучатель Элид ОБПе-300 Азов

Бактерицидные облучатели открытого типа Арт. 3666



Ваша цена

Розница
5 300 руб.

Оптовая цена
5 200 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 4
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Бактерицидный поток, Вт: 44,8
- Производительность, м³/ч: 810
- Лампы входят в комплект: нет, надо покупать отдельно

Товар участвует в акциях:

- Акция

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05399 от 06.06.2024

Описание

Бактерицидный УФ-облучатель Элид «ОБПе-300 Азов»

Передвижной ультрафиолетовый облучатель Элид «ОБПе-300 Азов» предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в отсутствие людей.

Используется в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей. Пять поворотных колес в основании облучателя позволяют легко перемещать его из помещения в помещение или использовать для обработки большой площади.

Легкосъемные крышки корпуса обеспечивают простой доступ к электрическим компонентам облучателя, позволяя быстро осуществлять его техническое обслуживание.

Продается без ламп, дополнительно необходимо приобрести четыре лампы мощностью 30 Вт и четыре стартера. Производителем рекомендуются лампы Philips.

Внимание! Облучатель нельзя использовать, если в помещении есть люди или домашние животные.

В «ОБПе-300 Азов» устанавливаются 4 бактерицидные лампы низкого давления, испускающие ультрафиолетовый свет с длиной волны 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия.

Производительность «ОБПе-300 Азов»

Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку

Производительность м³/ч с лампами TUV Philips

99,9 % (операционные, палаты родильных домов)

220

99 % (перевязочные палаты реанимационных отделений)

330

95 % (палаты больниц, кабинеты поликлиник)

510

90 % (общественные помещения)

655

85 % (складские помещения)

810

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3666
Бренд	Элид
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	4
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Бактерицидный поток, Вт	44,8
Бактерицидное облучение на расстоянии 1 м, Вт/м ²	2,5
Производительность, м ³ /ч	810
Способ крепления	на подставку
Лампы входят в комплект	нет, надо покупать отдельно
Габариты, мм	700×700×1130
Вес, кг	8.5
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	260

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.