

## Биомедицинский морозильник Haier DW-40L262

Медицинские морозильники    Арт. DW-40L262



- Температура в морозильной камере, °C: -20...-40
- Общий объём, л: 262
- Объём морозильной камеры, л: 262

Товар участвует в акциях:

- Новинка

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2008/02055 от 15.11.2023**

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Морозильник биомедицинский Haier DW-40L262

Управление температурой осуществляется при помощи микропроцессорного контроллера, оснащённого цифровым дисплеем. Возможно задание пользователем верхней и нижней границ диапазона температуры, при выходе из которых будет срабатывать сигнализация. Улучшенная конструкция уплотнений двери с двумя прокладками способствует поддержанию заданной температуры и обеспечивает экономию электроэнергии. Система охлаждения обеспечивает высокую скорость замораживания, снабжена высокоэффективным компрессором и вентилятором конденсатора. Двойная конструкция двери с независимыми замками предназначена для сохранения температурного режима и экономии электроэнергии.

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Имеются контакты для подключения удаленной сигнализации. Для мониторинга работы морозильника и для сохранения настроек в случае отключения электропитания конструкторами предусмотрена резервная батарея. Время работы систем мониторинга, регистраторов температуры и микропроцессорного контроллера от резервной батареи составляет не менее 48 часов. Предусмотрена дополнительная защита компрессора от скачков напряжения при отключении и включении в сеть или при сбоях в энергоснабжении, а также функция плавного пуска и остановки компрессора.

Регистратор температуры позволяет сохранять в памяти протоколы работы морозильника. Внешние поверхности выполнены из стали с антикоррозийным покрытием, внутренние поверхности выполнены из нержавеющей стали. В морозильниках установлены регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали и ящики с перегородками для раздельного хранения образцов. Для удобства перемещения по помещению лаборатории, морозильники оснащены колесиками и регулируемым по высоте ножками.

## Преимущества

### Преимущества Haier DW-40L262

- Микропроцессорное управление.
- Цифровой дисплей.
- Система охлаждения.
- Двойная конструкция двери с независимыми замками.
- Звуковые и световые сигналы.
- Удалённая сигнализация.
- Резервная батарея.
- Дополнительная защита компрессора.
- Регистратор температуры.
- Сохранение в памяти протоколы.
- Дверной замок с блокировкой.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	DW-40L262
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение
Тип холодильника	для вакцин, для крови
Температура в морозильной камере, °C	-20...-40
Общий объём, л	262
Объём морозильной камеры, л	262
Хладагент	HC
Габариты, мм	700×705×1665
Вес, кг	88
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	310

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.