

Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L486

Медицинские морозильники



- Температура в морозильной камере, °C: -40...-86
- Общий объём, л: 486
- Объём морозильной камеры, л: 486

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Haier
Biomedical

Под заказ

Области применения:

- здравоохранение

Описание

Морозильник биомедицинский Haier DW-86L486

Управление осуществляется при помощи микропроцессора, параметры отображаются на цифровом дисплее. Используется VIP технология поддержания температуры — сверхтонкие вакуумно-изоляционные панели повышенной плотности (VIP), которая снижает толщину стенок и увеличивает полезный объём морозильника без потери теплоизоляционных свойств. Морозильник оснащён оптимизированной каскадной системой охлаждения и высокоэффективным компрессором Danfoss

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Предусмотрена дополнительная защита компрессора от скачков напряжения при отключении и включении в сеть или при сбоях в энергоснабжении, а также функция плавного пуска и остановки компрессора.

Морозильник оснащён уникальной функцией U-COOL, которая позволяет информировать пользователя о текущих параметрах работы и отказах системы с помощью SMS, возможностью удалённого редактирования критических параметров и задания рабочей температуры. Предусмотрен пароль для предотвращения несанкционированного изменения рабочих параметров.

Морозильник имеет контроллер со встроенной системой самодиагностики важнейших узлов и механизмов, который фиксирует поломки и сбои. Доступ к нему легко осуществляется с передней панели. С помощью этой системы легко самостоятельно отслеживать состояние оборудования и самостоятельно идентифицировать неисправности.

Морозильник оснащён замком для предотвращения несанкционированного доступа. Благодаря небольшим габаритам, морозильник идеально пройдёт через любую стандартную дверь лаборатории и занимает мало места.

Преимущества

Преимущества Haier DW-86L486

- Функция U-COOL.
- Вакуумная изоляционная панель.
- Микропроцессорное управление.
- Цифровой дисплей.
- Дополнительная защита компрессора.
- Установка пароля.
- Удалённый контроль параметров.
- Звуковые и световые сигналы.
- Система самодиагностики.
- VIP технология поддержания температуры.
- Дверной замок.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Бренд | Haier Biomedical |
| Страна бренда | Китай |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Тип холодильника | для вакцин, для крови |
| Температура в морозильной камере, °C | -40...-86 |
| Общий объем, л | 486 |
| Объем морозильной камеры, л | 486 |
| Хладагент | HFC |
| Габариты, мм | 945×900×1980 |
| Вес, кг | 290 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.