

Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L628

Медицинские морозильники



- Температура в морозильной камере, °C: -40...-86
- Общий объём, л: 628
- Объём морозильной камеры, л: 628

Haier
Biomedical

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Морозильник биомедицинский Haier DW-86L628

Управление осуществляется при помощи микропроцессора, параметры отображаются на цифровом дисплее. Используется VIP технология поддержания температуры — сверхтонкие вакуумно-изоляционные панели повышенной плотности (VIP), которая снижает толщину стенок и увеличивает полезный объём морозильника без потери теплоизоляционных свойств. Морозильник оснащён оптимизированной каскадной системой охлаждения и высокоэффективным компрессором Danfoss

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Предусмотрена дополнительная защита компрессора от скачков напряжения при отключении и включении в сеть или при сбоях в энергоснабжении, а также функция плавного пуска и остановки компрессора.

Морозильник оснащён уникальной функцией U-COOL, которая позволяет информировать пользователя о текущих параметрах работы и отказах системы с помощью SMS, возможностью удалённого редактирования критических параметров и задания рабочей температуры. Предусмотрен пароль для предотвращения несанкционированного изменения рабочих параметров.

Морозильник имеет контроллер со встроенной системой самодиагностики важнейших узлов и механизмов, который фиксирует поломки и сбои. Доступ к нему легко осуществляется с передней панели. С помощью этой системы легко самостоятельно отслеживать состояние оборудования и самостоятельно идентифицировать неисправности.

Морозильник оснащён замком для предотвращения несанкционированного доступа. Благодаря небольшим габаритам, морозильник идеально пройдёт через любую стандартную дверь лаборатории и занимает мало места.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Тип холодильника	для вакцин, для крови
Температура в морозильной камере, °C	-40...-86

Общий объём, л	628
Объём морозильной камеры, л	628
Хладагент	HFC
Габариты, мм	1035×900×1980
Вес, кг	301
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	1200
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.