

Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86W420

Медицинские морозильники



- Температура в морозильной камере, °C: -40...-86
- Общий объём, л: 420
- Объём морозильной камеры, л: 420

Haier
Biomedical

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Морозильник низкотемпературный биомедицинский Haier DW-86W420

Горизонтальный морозильник сделан с использованием запатентованной HAIER инновационной технологии Salvum.

Управление осуществляется при помощи микропроцессора, параметры отображаются на цифровом дисплее. Используется VIP технология поддержания температуры — сверхтонкие вакуумно-изоляционные панели повышенной плотности (VIP), которая снижает толщину стенок и увеличивает полезный объём морозильника без потери теплоизоляционных свойств.

Усовершенствованные уплотнители и внутренние дверцы также служат для эффективного удержания холода. В качестве хладагента применяется углеводородный хладагент HC. Современные углеводородные хладагенты не разрушают озоновый слой, почти не влияют на парниковый эффект. Порт выравнивания давления со спиральным обогревом во избежание замораживания льда обеспечивает лёгкое открывание двери, исключая ее притягивание образовавшимся в морозильной камере разряжением. Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях.

Морозильник с уникальной функцией U-COOL, которая позволяет информировать пользователя о текущих параметрах работы и отказах системы с помощью SMS, возможностью удалённого редактирования критических параметров и задания рабочей температуры. Предусмотрен пароль для предотвращения несанкционированного изменения рабочих параметров.

Морозильник оснащён замком для предотвращения несанкционированного доступа. Для проведения валидации предусмотрено два специальных порта. Снятие данных о работе морозильника возможно через USB порт.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Тип холодильника	для вакцин, для крови
Температура в морозильной камере, °C	-40...-86
Общий объём, л	420

Объём морозильной камеры, л	420
Хладагент	HC
Габариты, мм	2130×870×1020
Вес, кг	310
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	1000
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.