

## Блок проточной кюветы ЗОМЗ КФК-ЗПК

Кюветы и запчасти



### Ваша цена

Розница  
**21 850 руб.**  
~~22 287 руб.~~

Оптовая цена  
**21 660 руб.**  
~~22 093 руб.~~



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Подходит для: спектрофотометров КФК

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

## Описание

### Блок термостатируемой проточной кюветы КФК-ЗПК

Блок термостатируемой проточной кюветы КФК-ЗПК является дополнительной приставкой для фотометров [КФК-3-01](#).

Предназначен для поддержания постоянной температуры в кювете. Заполняет кювету реактивом и отсасывает реактив из кюветы в температурном диапазоне 20±5 °С.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ЗОМЗ
Страна бренда	Россия
Подходит для	спектрофотометров КФК

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.