

## Процедурные часы НанЭМА ПЧ-3

Дополнительное оборудование



- Тип секундомера: Электронный (работает от сети или батареек)



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Области применения:

- Здравоохранение

### Описание

#### Процедурные часы ПЧ-3

Процедурные часы предназначены для контроля длительности процедур в медицинских учреждениях. По окончании заданного времени прозвучит сигнал. Можно одновременно отсчитывать интервалы 10 процедур. Установка таймера: от 1 до 60 минут.

Часы работают от бытовой электрической сети или от 2 батареек типа АА (пальчиковых) по 1,5 В.

В комплект часов ПЧ-3 входят 10 пронумерованных штырьков, плавкая вставка, паспорт.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/10282 от 11.03.2011.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Новоаннинский завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация
Тип секундомера	Электронный (работает от сети или батареек)
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.