

## CO<sub>2</sub>-инкубатор Biosan S-Bt Smart Biotherm

CO<sub>2</sub>-инкубаторы    Арт. BS-010425-A01



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Объем рабочей камеры, л: 46
- Диапазон температур, °C: +25...+60
- Особенности инкубатора: Есть стерилизуемый датчик CO<sub>2</sub>
- Диапазон содержания CO<sub>2</sub>, об. % CO<sub>2</sub>: 0-20

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### CO<sub>2</sub>-инкубатор Biosan S-Bt Smart Biotherm

S-Bt Smart Biotherm – компактный CO<sub>2</sub>-инкубатор, предназначенный для работы в области клеточной и молекулярной биологии, биотехнологий и иммунологии.

Прибор обеспечивает шестисторонний обогрев стенок камеры и двери, тем самым создавая равномерное распределение температуры внутри инкубатора. Равномерность распределения температуры при 37°C – ±0,3 °C.

Система увлажнения – водяная ванна.

Встроенный высокоточный инфракрасный CO<sub>2</sub>-датчик позволяет измерять и контролировать уровень CO<sub>2</sub> и не чувствителен к изменению температуры и влажности внутри инкубатора.

Материал внутренней камеры – нержавеющая сталь.

Прибор оснащён системой УФ-рециркуляции воздуха. 1 УФ-лампа (6 Вт, TUV G6T5) и вентиляторы, установленные за задней стенкой инкубатора, обеспечивают деконтаминацию рабочего объёма инкубатора.

В стенке прибора встроен удобный порт доступа для вывода проводов датчиков или приборов, установленных в инкубаторе. Порт подогревается отдельно от других стенок, чтобы предотвратить образование конденсата. Диаметр порта – 26 мм.

## Преимущества

### Преимущества CO<sub>2</sub>-инкубатора Biosan S-Bt Smart Biotherm

- Равномерное распределение температуры внутри инкубатора благодаря шестистороннему обогреву стенок.
- Высокоточный инфракрасный CO<sub>2</sub>-датчик, нечувствительный к изменениям влажности и температуры.
- Гладкая поверхность внутренней камеры, минимизирующая контаминацию и облегчающая очистку.
- Удобный порт доступа для вывода проводов датчиков или приборов.
- Отдельный подогрев порта для избежания образования конденсата.
- Прибор оборудован системами выявления ошибок и оповещений, что существенно снижает

возможные риски, связанные с работой прибора.

- Прибор оборудован системой «чёрного ящика», записывающего такие данные, как температура, влажность и уровень CO<sub>2</sub> во внутреннюю память.
- Возможность подключения к ПК по Bluetooth.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	BS-010425-A01
Бренд	BIOSAN
Страна бренда	Латвия
Отрасли	Здравоохранение
Объём рабочей камеры, л	46
Диапазон температур, °C	+25...+60
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,1
Количество полок	3-6
Особенности инкубатора	Есть стерилизуемый датчик CO <sub>2</sub>
Диапазон влажности, % отн. вл.	>90
Диапазон содержания CO <sub>2</sub> , об. % CO <sub>2</sub>	0-20
Диапазон задаваемых температур, °C	25-60
Габариты, мм	500×560×550
Вес, кг	37.7
Электропитание, В	115
Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Латвия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.