

Автоматический наружный дефибриллятор Аксион ДА-Н-01 Public

Дефибрилляторы Арт. 183360



Ваша цена

Розница
202 200 руб.

Оптовая цена
192 090 руб.

AXION
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
 С 1970 ГОДА

Под заказ

НДС не облагается

- Режим работы: автоматический
- Дополнительные особенности: есть голосовые подсказки, есть карта памяти
- Энергия импульса, Дж: 100/150/170/200/300/360 (для взрослых), 10/15/20/30/50/70/100 (для детей)
- Electrodes: одноразовые (взрослые и детские)

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2017/5391 от 04.05.2021

Описание

Автоматический наружный дефибриллятор Аксион ДА-Н-01

Переносной автоматический наружный дефибриллятор ДА-Н-01 предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным импульсом посредством пары электродов при выполнении сердечно-лёгочной реанимации. Компактные размеры дефибриллятора позволяют использовать прибор в полевых условиях.

Дефибриллятор автоматически анализирует ЭКГ пациента и указывает, обнаруживается ли ритм, пригодный для дефибрилляции. Голосовые сообщения подкрепляются сообщениями на экране и мигающими кнопками.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2017/5391 от 19.08.2019.

Распознавание аритмии происходит в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60601-2-4, AAMI DF 80.

Цветной дисплей с высокой яркостью, размер 7 дюймов (800×480 пикселей). Есть слот для карты памяти MicroSD. На неё можно сохранить до 1000 записей событий.

Дефибриллятор питается от неперезаряжаемых литий-марганцевых батарей. Их хватает не менее, чем на 200 разрядов.

Канал ЭКГ

Аксион ДА-Н-01

Мониторинг ЭКГ с гибких электродов дефибрилляции

Есть

Мониторинг ЭКГ от отдельного входа в отведениях I...III

Нет

Скорость развёртки, мм/с

25

Усиление, ручной и автоматический выбор из ряда, мм/мВ

10

Диапазон измерения ЧСС, уд/мин

15-300

Погрешность измерения ЧСС

±1% или ±1 уд/мин, большее из значений

Преимущества

Преимущества Аксион ДА-Н-01

- Голосовые, световые и текстовые подсказки значительно облегчают работу с дефибриллятором.
- Компактные габариты и малый вес.
- Большой цветной дисплей. Яркость экрана и уровень звуковых сигналов может регулироваться.
- Подходит для работы с взрослыми и детьми (для оказания помощи последней группе пациентов необходимо использование детского комплекта электродов).
- Способен отслеживать сердечный ритм, анализируя его стабильность и некоторые другие параметры. На основе полученной информации в режиме реального времени ДА-Н-01 самостоятельно определяет необходимость дефибрилляции.
- Оснащается мощной батареей, которая при условии полной зарядки рассчитана на 200 импульсов или 12 часов режима ЭКГ. Уровень аккумулятора выводится на экран, обеспечивая возможность контроля данного показателя (4 деления индикатора зарядки).
- При подключении детских или взрослых электродов ДА-Н-01 автоматически перенастраивает свои параметры, исходя из особенностей работы с пациентами разного возраста.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	183360
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Режим работы	автоматический
Форма импульса	бифазная трапеция
Дополнительные особенности	есть голосовые подсказки, есть карта памяти
Энергия импульса, Дж	100/150/170/200/300/360 (для взрослых), 10/15/20/30/50/70/100 (для детей)
Измерение импеданса, Ом	20...200

Электроды одноразовые (взрослые и детские)

Время до завершения набора энергии, не более, с 15

Количество разрядов от полностью заряженной

батареи 200

Габариты, мм 295×227×87

Вес, кг 3

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.