

Дерматоскоп KaWe Piccolight D

Дерматоскопы Арт. 01.33100.021



Ваша цена

Розница

21 600 руб.

Оптовая цена

21 240 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Дерматоскоп KaWe Piccolight D

Дерматоскоп KaWe Piccolight D — компактный оптический прибор для визуального исследования кожных покровов с 10-кратным увеличением. Предназначен для детального изучения структуры кожи, оценки пигментных образований и раннего выявления патологических изменений. Прибор обеспечивает освещение исследуемой области, сопоставимое с микроскопией в падающем свете, что способствует высокой информативности обследования.

Модель широко применяется в ежедневной практике врачей-дерматологов для диагностики пигментных невусов, меланоцитарных образований и других изменений кожи. Благодаря качественной оптической системе, регулируемой фокусировке и яркому источнику света обеспечивается получение чёткого изображения без выраженных теней и цветовых искажений.

Конструкция прибора включает прочную металлическую головку и эргономичную пластиковую рукоять. Контактное стекло с миллиметровой шкалой позволяет одновременно проводить визуальную оценку и измерение размеров пигментированных участков кожи. Компактные размеры и небольшой вес делают дерматоскоп удобным для ежедневного использования и транспортировки.

Особенности

- Оптический дерматоскоп для визуального исследования кожи.
- 10-кратное увеличение исследуемой области.
- Освещение, сопоставимое с микроскопией в падающем свете.
- Предназначен для ранней диагностики пигментных изменений кожи и злокачественных меланом.
- Оптическая система с регулировкой фокуса от -6 до +3,5 диоптрий.
- Контактное стекло диаметром 25 мм с миллиметровой измерительной шкалой.
- Яркая вакуумная лампа напряжением 2,5 В без выраженного искажения цветопередачи.
- Освещённость около 7000 люкс.
- Чёткое изображение без выраженных теней.
- Металлическая головка из медицинской стали.
- Ударопрочная пластиковая рукоять с карманным зажимом.
- Резьбовое крепление головки к рукояти.
- Питание от двух батареек типа AA.
- Компактная длина 180 мм и небольшой вес.
- Тканевый футляр для хранения и транспортировки.

Показания к применению

- Визуальное исследование кожных покровов.
- Оценка пигментных образований кожи.
- Дифференциальная диагностика дерматологических заболеваний.
- Ранняя диагностика злокачественных меланом.
- Контроль размеров и структуры пигментированных участков кожи.

Комплект поставки

- Рукоять — 1 шт.
- Головка дерматоскопа — 1 шт.
- Контактное стекло — 1 шт.
- Футляр (тканевая сумочка) для хранения и транспортировки — 1 шт.

- Паспорт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель	Piccolight D
Тип	Оптический дерматоскоп
Увеличение	10-кратное
Диапазон настройки фокуса	От -6 до +3,5 диоптрий
Диаметр контактного стекла	25 мм
Особенность контактного стекла	Миллиметровая измерительная шкала
Источник света	Вакуумная лампа
Напряжение питания лампы	2,5 В
Яркость	Около 7000 люкс
Срок службы лампы	Около 15 часов
Материал головки	Медицинская сталь
Материал рукояти	Пластик
Тип крепления головки	Резьбовое
Питание	2 батарейки типа AA
Длина	180 мм
Гарантия производителя	24 месяца

Преимущества

- 10-кратное оптическое увеличение для детального исследования структуры кожи.
- Освещение исследуемой области, сопоставимое с микроскопией в падающем свете.
- Яркая вакуумная лампа с освещённостью около 7000 люкс обеспечивает качественную визуализацию даже при недостаточном внешнем освещении.
- Естественная цветопередача без выраженных цветовых искажений.
- Чёткое изображение с минимальным количеством теней.
- Регулировка фокуса в диапазоне от -6 до +3,5 диоптрий позволяет адаптировать изображение под особенности зрения пользователя.
- Контактное стекло диаметром 25 мм с миллиметровой шкалой для измерения размеров пигментных образований.
- Металлическая головка из медицинской стали отличается высокой прочностью и долговечностью.
- Резьбовое крепление головки обеспечивает надёжную фиксацию.
- Лёгкая ударопрочная пластиковая рукоять удобна при длительной работе.
- Карманный зажим на рукояти облегчает переноску прибора.
- Питание от двух батареек типа AA исключает необходимость подключения к электросети.
- Компактная конструкция длиной 180 мм удобна для ежедневного использования и выездной работы.
- Небольшой вес 190 г снижает утомляемость пользователя.
- Тканевый футляр обеспечивает удобное хранение и безопасную транспортировку дерматоскопа.
- Подходит для ежедневной клинической практики врача-дерматолога.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	01.33100.021
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для кабинета дерматолога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041151.pdf

Вес, кг	0.19
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.