

Детский механический медицинский ростомер ТВЕС РДМ-01

Динамометры и ростомеры



Ваша цена

Розница
3 788 руб.

Оптовая цена
3 788 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Детский механический медицинский ростомер ТВЕС РДМ-01

ТВЕС РДМ-01 – механический медицинский ростомер, предназначенный для измерения роста новорожденных и детей до 1,5 лет. Прибор используется в родильных домах, детских больницах, поликлиниках, педиатрических центрах, домах ребёнка и ясельных учреждениях.

Ростомер обеспечивает точное измерение роста ребёнка с высокой степенью воспроизводимости результатов. Конструкция выполнена из прочного пластика, что обеспечивает лёгкость, удобство транспортировки и простоту санитарной обработки. Прибор рассчитан на интенсивное использование в медицинской практике.

Особенности

- Предназначен для измерения роста новорожденных и детей до 1,5 лет.
- Механический принцип измерения без необходимости питания.
- Высокая точность измерений с погрешностью не более ± 4 мм.
- Дискретность отсчёта 1 мм для точного контроля роста.
- Лёгкая и компактная конструкция для удобства использования.
- Прочный корпус из медицинского пластика.
- Соответствие классу точности III (средний).
- Наличие свидетельства о поверке.
- Простота санитарной обработки и обслуживания.
- Длительный срок службы до 6 лет.

Комплект поставки

- Ростомер – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наибольший предел измерения (НПИ)	845 мм
Наименьший предел измерения (НмПИ)	150 мм
Дискретность отсчёта	1 мм
Пределы допускаемой погрешности измерения	± 4 мм
Средний срок службы	6 лет
Материал изготовления	пластик
Гарантийный срок	12 месяцев

Преимущества

- Предназначен для точного измерения роста новорожденных и детей до 1,5 лет в условиях медицинских учреждений.
- Механический принцип измерения, не требующий источников питания и обеспечивающий стабильную работу.
- Высокая точность измерений с погрешностью не более ± 4 мм.
- Дискретность отсчёта 1 мм обеспечивает детализированный контроль роста ребёнка.
- Компактные габариты и малый вес, удобные для использования в педиатрической практике.
- Лёгкая конструкция, обеспечивающая мобильность и простоту перемещения.
- Прочный корпус из медицинского пластика, устойчивый к ежедневной эксплуатации и санитарной обработке.
- Безопасная конструкция, адаптированная для использования с новорожденными и младенцами.
- Простота установки и эксплуатации без необходимости дополнительной настройки.
- Соответствие классу точности III (средний), применимому для медицинских измерений.
- Возможность применения в родильных домах, детских больницах и ясельных учреждениях.
- Длительный срок службы до 6 лет при интенсивной эксплуатации.
- Наличие свидетельства о поверке, подтверждающего метрологическую пригодность.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТВЕС
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039620.pdf
Класс точности	Средний (III)
Габариты, мм	950×330×90
Вес, кг	1.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.