

Диагностический набор для ЛОР-а KaWe BASIC SET C10

ЛОР-диагностическое оборудование

Арт. 02.01000.002



Ваша цена

Розница

15 552 руб.

Оптовая цена

15 293 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Диагностический набор для ЛОР-а KaWe BASIC SET C10

Диагностический набор для ЛОР-а KaWe BASIC SET C10 – базовый комплект для проведения первичных оториноларингологических обследований. Предназначен для осмотра гортани, слухового прохода и полости носа в условиях амбулаторного и клинического приёма.

Комплект включает отоскоп KaWe Комбилайт C10 с ламповым источником света, 3-кратной лупой и металлической рукояткой типа С, обеспечивающей удобство работы и надёжную фиксацию диагностической головки. Конструкция рукоятки предусматривает винтовое крепление и реостат для регулировки яркости освещения.

Использование светосильной вакуумной лампы обеспечивает качественную визуализацию исследуемых анатомических структур. Набор дополнен необходимыми принадлежностями для проведения ЛОР-осмотра и поставляется в жёстком защитном кейсе.

Состав набора

- Отоскоп KaWe Комбилайт C10.
- Металлическая рукоятка С (средняя).
- 3 многоразовые ушные воронки диаметром 2,5 мм, 3,5 мм и 4,5 мм.
- Кронштейн для осветителя изогнутый, 2,5 В.
- 2 ларингеальных зеркала: размер 3 (Ø 20 мм), размер 4 (Ø 22 мм).
- Пластиковый держатель шпателя.
- Раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная.
- Запасная лампа 2,5 В.
- Твёрдый кейс для хранения и транспортировки.

Особенности

- Лампочный отоскоп с 3-кратным увеличением для детальной визуализации.
- Стандартное освещение диагностической зоны.
- Светосильная вакуумная лампа для яркого и стабильного света.
- Металлическая рукоятка типа С с винтовым креплением.
- Регулировка яркости освещения с помощью встроенного реостата.
- Автономное питание от 2 батареек (в комплект не входят).
- Многоразовые ушные воронки различных диаметров для универсального применения.
- Наличие ларингеальных зеркал для расширенного ЛОР-осмотра.
- Раздвижная назальная воронка с фиксатором для удобства диагностики.
- Комплект дополнительных принадлежностей для полноценного обследования.
- Жёсткий кейс для безопасного хранения и переноски.

Показания к применению

- Осмотр наружного слухового прохода.
- Диагностика состояния гортани.
- Исследование полости носа.
- Первичный ЛОР-осмотр пациентов.
- Амбулаторная диагностика в медицинских учреждениях.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Источник питания	2 батарейки 1,2–1,5 В
Коррекция аметропии	±20 диоптрий
Угол зрения	±6°
Напряжение питания отоскопа	2,5 В
Диаметр рукоятки	28 мм
Гарантийный срок	2 года

Преимущества

- Компактный базовый ЛОР-набор для первичной диагностической практики.
- Отоскоп с 3-кратным увеличением обеспечивает более детальную визуализацию слухового прохода.
- Светосильная вакуумная лампа формирует стабильное и яркое освещение исследуемой зоны.
- Металлическая рукоятка типа С обеспечивает надёжную фиксацию и удобство работы врача.
- Встроенный реостат позволяет плавно регулировать интенсивность освещения.
- Винтовое крепление головки повышает надёжность соединения диагностических элементов.
- Универсальные ушные воронки разных диаметров расширяют возможности осмотра пациентов.
- Наличие ларингеальных зеркал обеспечивает дополнительную функциональность при ЛОР-осмотре.
- Раздвижная назальная воронка с фиксатором повышает точность и удобство диагностики носовой полости.
- Дополнительные принадлежности позволяют проводить комплексный первичный осмотр.
- Питание от батареек обеспечивает автономную работу без подключения к сети.
- Жёсткий кейс защищает оборудование при транспортировке и хранении.
- Оптimalен для амбулаторного и кабинетного использования в ЛОР-практике.
- Простая и надёжная конструкция повышает удобство ежедневной эксплуатации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	02.01000.002
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для ЛОР-кабинета
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030196.pdf
Вес, кг	0.268
Электропитание, В	1,2-1,5 (×2 батарейки)
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.