

Дистиллятор Liston A 1110

Дистилляторы Арт. A 1110

Ваша цена

Розница
104 500 руб.

Оптовая цена
По запросу

Состояние: 

В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: встроенный
- Производительность, л/ч: 10
- Объем водосборника, л: 20

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10474 от 13.02.2018

Описание

Дистиллятор Liston A 1110

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСР 2011/10474 от 13.02.2018 года.

Автоматический электрический аквадистиллятор однократной дистилляции из нержавеющей стали предназначен для получения очищенной воды согласно Фармакопее (ФС 42-2619). Моноблок со встроенным накопителем производит дистиллят высокого качества электропроводимостью 2,5 мкСм/см и температурой +35...+40 °С без использования дополнительных внешних охладителей.

Дистиллятор снабжён электронной системой защиты от перелива с электромагнитным клапаном отключения подачи воды. При наполнении водосборника происходит автоматическое отключение и, соответственно, автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя. Для отслеживания уровня воды предусмотрено смотровое окно.

Съёмная крышка обеспечивает быстрый доступ к камере кипения и камере конденсации, что облегчает процесс очистки от загрязнений без разборки корпуса. Все детали, соприкасающиеся с водой и паром изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, в том числе ТЭН с увеличенным ресурсом работы. Для защиты ТЭНа от перегрева в аппарат встроен капиллярный термостат.

Все необходимое для подключения (шланги, хомуты и т.д.) и настройки (высокоточный кран регулировки расхода) дистиллятора входит в комплект поставки.

Надёжный и лёгкий в обслуживании и эксплуатации прибор с автоматической системой управления. Сертифицирован для эксплуатации в Европейском Союзе, конструкция запатентована.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Преимущества

Преимущества дистиллятора Liston A 1110

- Низкая цена, в сравнении с импортными аналогами и системами дистиллятор + внешний накопитель.
- Возможность быстрой поставки запасных частей со склада производителя.
- Автоматическое поддержание количества воды идущей на испарение.
- Заменяемый теплообменник (змеевик).

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|-------------|
| Артикул | A 1110 |
| Бренд | Листон |
| Страна бренда | Россия |
| Тип прибора | дистиллятор |
| Производительность, л/ч | 10 |
| Расход воды, л/ч | 150 |
| Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см | 2,5 |
| Объём водосборника, л | 20 |
| Габариты, мм | 890×470×550 |
| Вес, кг | 42 |
| Вес в упаковке, кг | 65.5 |
| Габариты в упаковке, см | 990×600×790 |
| Электропитание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7500 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.