

Дистиллятор Liston A 1125

Дистилляторы



Ваша цена

Розница

181 500 руб.

LISTON

Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: встроенный
- Производительность, л/ч: 25
- Объем водосборника, л: 50

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дистиллятор Liston A 1125

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСР 2011/10474 от 13.02.2018 года.

Электрический аквадистиллятор однократной дистилляции из нержавеющей стали предназначен для получения очищенной воды согласно Фармакопее (ФС 42-2619). Моноблок со встроенным накопителем производит дистиллят высокого качества электропроводимостью 2,5 мкСм/см и температурой +35...+40 °С без использования дополнительных внешних охладителей.

Дистиллятор снабжён электронной системой защиты от перелива с электромагнитным клапаном отключения подачи воды. При наполнении водосборника происходит автоматическое отключение и, соответственно, автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя. Для отслеживания уровня воды предусмотрено смотровое окно.

Съёмная крышка обеспечивает быстрый доступ к камере кипения и камере конденсации, что облегчает процесс очистки от загрязнений без разборки корпуса. Все детали, соприкасающиеся с водой и паром изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, в том числе ТЭН с увеличенным ресурсом работы. Для защиты ТЭНа от перегрева в аппарат встроен капиллярный термостат.

Все необходимое для подключения (шланги, хомуты и т.д.) и настройки (высокоточный кран регулировки расхода) дистиллятора входит в комплект поставки.

Надёжный и лёгкий в обслуживании и эксплуатации прибор с автоматической системой управления. Сертифицирован для эксплуатации в Европейском Союзе, конструкция запатентована.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Преимущества

Преимущества дистиллятора Liston A 1125

- Низкая цена, в сравнении с импортными аналогами и системами дистиллятор + внешний накопитель.
- Возможность быстрой поставки запасных частей со склада производителя.
- Автоматическое поддержание количества воды идущей на испарение.
- Заменяемый теплообменник (змеевик).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Листон
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	25
Расход воды, л/ч	375
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	2,5
Объём водосборника, л	50
Габариты, мм	840×655×730
Вес, кг	66
Вес в упаковке, кг	97
Габариты в упаковке, см	960×750×970
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	18000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.