

Дистиллятор Ливам ДЭ-140

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
312 000 руб.

Оптовая цена
305 760 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 140

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Аквадистиллятор АДЭ-140

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03708 от 05.12.2008.

Аквадистиллятор АДЭ-140 предназначен для производства дистиллированной воды из водопроводной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара. Температура готового дистиллята +45 °C. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Дистиллятор оснащён датчиком контроля уровня воды в испарительной камере, предохраняющим нагревательные элементы от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. При наполнении водосборника происходит автоматическое отключение ТЕНов.

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Для существенного снижения количества потребляемой исходной воды возможен вариант подключения аквадистиллятора с трубным конденсатором по двухконтурной схеме, используя для охлаждения технологическую очищенную воду из обратной технологической системы, если она присутствует в рабочем состоянии на предприятии.

Данная модель аквадистиллятора позволяет использовать для охлаждения дистиллята охлажденной очищенной воды из технологической системы замкнутого водооборота (если она присутствует на предприятии).

Срок эксплуатации 8 лет.

Преимущества

Преимущества аквадистиллятора Ливам АДЭ-140

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.

- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Надёжность работы при образовании накипи на электродах.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	140
Расход воды, л/ч	1000
Габариты, мм	810×630×1420
Вес, кг	87
Вес в упаковке, кг	134
Габариты в упаковке, см	850×710×1450
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	84000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.