

## Дополнительная манжета-рука для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008

Прессотерапия



### Ваша цена

Розница  
**11 406 руб.**

Оптовая цена  
**10 950 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здоровоохранение

С учетом НДС 22 %

- Количество секций в манжете: 4
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280

## Описание

### Дополнительная манжета-рука для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008

Манжета-рука для Won Industry WIC-2008 — совместимый аксессуар, предназначенный для расширения комплектации аппарата прессотерапии. Используется в системах с дисплеем и без него.

Манжета состоит из четырёх воздушных отсеков, каждый из которых подключается к аппарату и управляется индивидуально, обеспечивая точную подачу давления. Конструкция выполнена из плотного воздухонепроницаемого материала с герметичными швами и надёжными соединениями, что обеспечивает долгий срок службы при интенсивной эксплуатации.

Размер манжеты стандартизирован и может входить в базовую комплектацию аппарата, а также заказываться отдельно в качестве дополнительного элемента. Соединительный интерфейс манжеты адаптирован под штатные разъёмы аппарата WIC-2008.

Также в линейке производителя доступны дополнительные манжеты для талии и нижних конечностей.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Аппараты Won Industry WIC-2008
Количество воздушных отсеков	4
Тип управления	Автоматическое, через аппарат
Материал	Плотная воздухонепроницаемая ткань
Швы и фиксация	Герметичные швы, застёжка-липучка
Интерфейс подключения	Штатный разъём WIC-2008
Варианты исполнения	Левая/правая рука
Дополнительные аксессуары	Манжеты на талию и ноги (опционально)

## Преимущества

Дополнительная манжета-рука для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008 обладает рядом преимуществ, которые делают её удобным и функциональным решением для расширения комплектации системы:

- Совместимость с аппаратами Won Industry WIC-2008 — подходит как для моделей с дисплеем, так и без него.
- Четырёхсекционная конструкция — обеспечивает равномерное распределение давления по всей площади манжеты.
- Индивидуальное управление отсеками — каждая камера контролируется аппаратом отдельно, что позволяет точно регулировать параметры сеанса.
- Плотный герметичный материал — устойчив к механическим нагрузкам, не теряет форму

и герметичность при многократном использовании.

- Надёжная система креплений – удобно фиксируется на руке пациента, не создаёт дискомфорта во время процедуры.
- Интуитивное подключение – интерфейс адаптирован под штатные разъёмы аппарата, не требует дополнительных адаптеров.
- Можно заказывать отдельно – подходит как запасная или дополнительная манжета к существующему оборудованию.
- Унификация размеров – допускается использование с разными пациентами без необходимости замены аксессуара.
- Совместимость с дополнительными манжетами – может использоваться в сочетании с манжетами на талию и ноги.

Манжета-рука помогает расширить функциональность аппарата, повысить комфорт пациента и оптимизировать процесс проведения процедур прессотерапии.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Won Industry
<b>Страна бренда</b>	Южная Корея
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
<b>Количество секций в манжете</b>	4
<b>Давление в манжете, мм рт. ст.</b>	50...280
<b>Страна производства</b>	Южная Корея

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.